

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN KOH		
	No. Dokumen 465/RSPHS/I-SPO/DIR/VIII/2026	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 10 Agustus 2026	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep	
Pengertian	Pemeriksaan KOH adalah pemeriksaan mikroskopis menggunakan larutan Kalium Hidroksida (KOH) 10–20% untuk melarutkan keratin pada specimen swab tenggorok sehingga elemen jamur seperti hifa, pseudohifa, dan spora dapat terlihat jelas di bawah mikroskop.		
Tujuan	1. Menegakkan diagnosis infeksi jamur superfisial. 2. Mengidentifikasi adanya elemen jamur pada spesimen klinis. 3. Membantu dokter dalam menentukan terapi antijamur.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 882.1/RSPHS/I-PER/DIR/X/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium		
Prosedur	A. Alat dan Bahan 1. Mikroskop 2. Kaca objek 3. Cutton steril 4. Pipet tetes 5. Larutan KOH 10% 6. Spesimen 7. Tisu 8. Masker N95 9. Sarung tangan bersih 10. Jas laboratorium B. Waktu Pengambilan Sampel 1. Pagi jam 07.00 – 14.00 WIB 2. Siang jam 14.00 – 21.00 WIB C. Tahap Pra Analitik 1. Verifikasi formulir permintaan pemeriksaan. 2. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap dan tanggal lahir) 3. Jelaskan prosedur pemeriksaan kepada pasien. 4. Lakukan kebersihan tangan sesuai prosedur. 5. Gunakan alat pelindung diri sesuai kebutuhan. 6. Siapkan seluruh alat dan bahan. 7. Pastikan spesimen memenuhi persyaratan pemeriksaan. D. Tahap Analitik 1. Lakukan pengambilan swab tenggorok / swab mulut dengan menggunakan cutton steril 2. Letakkan spesimen pada kaca objek sebanyak 2 slide dan taruh pada box slide.		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN KOH		
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	No. Dokumen 465/RSPHS/I-SPO/DIR/VIII/2026	No. Revisi 00	Halaman 2 / 2
	3. Waktu pemeriksaan, ambil objek spesimen dan teteskan 1-2 tetes larutan KOH 10% hingga spesimen terendam. 4. Tutup preparate menggunakan cover glass perlahan agar tidak terbentuk gelembung udara. 5. Diamkan preparate selama 5 – 15 menit sesuai jenis spesimen hingga jaringan mengalami klarifikasi. 6. Periksa preparate menggunakan mikroskop dimulai dengan pembesaran 10X, kemudian lanjutkan dengan pembesaran 40X. 7. Catat seluruh hasil pengamatan. E. Tahap Pasca Analitik 1. Interpretasikan hasil pemeriksaan sesuai temuan mikroskopis. 2. Dokumentasikan hasil di SIMRS 3. Laporkan hasil kepada DPJP atau unit pengirim. 4. Buang sisa spesimen dan bahan habis pakai ke sampah infeksius. 5. Bersihkan dan desinfeksi peralatan yang digunakan 6. Lepas APD sesuai prosedur 7. Lakukan kebersihan tangan		
Unit Terkait	1. Instalasi Laboratorium 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Rawat Inap 4. <i>Intensive Care Unit</i> 5. Instalasi Gawat Darurat		