

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGELOLAAN ALAT <i>RE USE</i> <i>(Breathing Circuit, In Flow Cpap Low Pressure, Infant Interface Bonnet)</i>		
	No. Dokumen 1234.1/RSPHS/I-SPO/DIR/X/2024	No. Revisi 00	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 25 Oktober 2024	Ditetapkan Oleh Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS	
Pengertian	Kegiatan mencuci sampai dengan mensterilkan kembali alat sehingga siap digunakan lebih dari satu kali pemakaian		
Tujuan	1. Mencegah pemakaian alat yang belum disterilkan ulang 2. Mencegah terjadinya infeksi 3. Mencegah dari adanya gugatan hukum		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor: 449.5/RSPHS/I-PER/DIR/III/2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.		
Prosedur	A. Persiapan alat : 1. Alat yang akan didesinfektan (alat-alat semi kritikal), a) <i>Breathing circuit</i> b) <i>In Flow CPAP Low Preassure</i> c) <i>Infant Interface Bonnet</i> 2. Spidol marker untuk penanda 3. Baskom sebagai tempat cairan desinfektan 4. Cairan desinfektan tingkat tinggi 5. Cairan aquadest steril sebagai cairan pembilas B. Pelaksanaan prosedur : 1. Cuci semua alat yang telah digunakan sesuai SPO 2. Periksa kembali alat tersebut masih layak digunakan 3. Beri tanda garis pada alat yang akan di <i>re-use</i> sesuai dengan kebijakan yang telah di setuju (max 2 kali pemakaian ulang) 4. Lakukan proses desinfektan tingkat tinggi dengan durasi 15 menit menggunakan <i>chemical</i> a. metrazyme 25 mg : air 5 liter b. metracide 100ml : air 5 liter 5. Bilas alat tersebut menggunakan aquades steril 6. Masukkan ke dalam kom steril yang sudah dialasi handuk steril 7. Keringkan alat 8. Masukkan alat yang telah di lakukan desinfektan tingkat tinggi ke dalam kemasan steril sesuai dengan ukurannya 9. Lakukan labeling 10. Simpan di tempat penyimpanan alat steril		
Unit Terkait	1. Unit Sterilisasi 2. PPI		