

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMBERIAN LABEL PASIEN PADA SAMPEL DARAH		
	No. Dokumen 1373.5/I-SPO/DIR/XI/2024	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1

STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 04 November 2024	Ditetapkan Oleh : PLT Direktur RS Prima Husada  dr. Nur Mazidah
Pengertian	Cara pemberian label identitas pada sampel darah pasien.yang akan dilakukan proses tranfusi	
Tujuan	Agar sampel darah pasien teridentifikasi dengan lengkap dan tidak tertukar dengan pasien yang lain.	
Kebijakan	Peraturan direktur no 908.2/I-PDM/DIR/VI/2022 tentang Pedoman pelayanan instalasi laboratorium Rumah Sakit Prima Husada	
Prosedur	- Masukkan sampel darah pasien kedalam tabung EDTA denganketentuan sebagai berikut : - Usia > 4 bulan sebanyak 3 ml - Usia < 4 bulan sebanyak 1-2 ml - Beri label identitas pada tabung dengan ketentuan sebagaiberikut : - Nama pasien - Umur - Jenis kelamin - Golongan darah - Nomor RM - Tgl pengambilan - Ruang perawatan - Kirim secara bersamaan dengan blanko permintaan darah ke unit BDRS.	
Unit Terkait	- Petugas BDRS - Instalasi Rawat Inap - Instalasi Gawat Darurat - Instalasi Kamar Operasi	