

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGELOLAAN DAN PENYERAHAN KASA STERIL OLEH CSSD KE GUDANG FARMASI		
	No. Dokumen 585.61/I-SPO/IFRS/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 11 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Proses kegiatan pengelolaan kasa roll menjadi kasa steril di Unit CSSD dan diserahkan ke Gudang Farmasi sebagai bahan medis habis pakai.		
Tujuan	Menyediakan kebutuhan bahan medis habis pakai sentralisasi melalui Gudang Farmasi.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 536.4/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi.		
Prosedur	1. Lakukan permintaan kasa roll ke Gudang Farmasi di SIMRS melalui menu “Permintaan Barang Unit. 2. Lakukan serah terima kasa roll dengan Gudang Farmasi sesuai jumlah permintaan. 3. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, meliputi : a. Kasa Roll b. Alat Pemotong Kassa c. Cetakan Kassa d. Penggaris e. Bulpoin f. Pouches g. Indikator Steril h. Stampel Expired i. APD j. Buku Serah Terima Kasa Steril 4. Lakukan pemrosesan kasa roll menjadi kasa steril menurut jenis dan bentuk kassa sesuai grading yang dibutuhkan, yaitu: a. Kasa Ruangan 20 x 20 cm, kemasan 20 pcs/pack dan 10 pcs/pack, sesuai kebutuhan unit. b. Kasa IKO 30 x 30 cm, kemasan 10 pcs/pack. c. Kasa Depress 30 x 30 cm, kemasan 10 pcs/pack. d. Kasa Big Kas 1x1 m, kemasan 1 pcs/pack. e. Tampon Interior 7,5 x 7,5 cm, kemasan 10 pcs/pack. f. Tampon Posterior 10 x 100 cm, kemasan 1 pcs/pack. 5. Lakukan serah terima kasa steril dalam bentuk pouches ke Gudang Farmasi menggunakan tanda terima.		
Unit Terkait	1. Gudang Farmasi 2. CSSD		