

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	CT-SCAN KEPALA DENGAN KONTRAS		
	No. Dokumen 552.16/I-SPO/RAD/VI/2025	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Prosedur tentang tata cara pembuatan citra/gambar pada brain, dengan menggunakan media kontras		
Tujuan	1. Untuk pedoman pelayanan Ct-Scan Kepala non kontras 2. Untuk memperlancar pelayanan selama pemeriksaan dilakukan 3. Untuk menegakan diagnosa		
Kebijakan	1. Permenkes No.1014 th 2008 tentang standar pelayanan radiologi di sarana pelayanan kesehatan. 2. Peraturan Direktur nomor : 552.16/I-SPO/RAD/VI/2025 tentang pedoman pelayanan radiologi.		
Prosedur	1. Indikasi 1) Tumor 2) Infeksi 3) Kelainan vaskuler 4) Abses pada anak 2. Kontra Indikasi Keadaan pasien yang belum stabil 3. Persiapan alat 1) Obat kontras 2) Spuit 50 cc 3) Spuit 3 cc 4) Dexamethasone 4. Persiapan pasien 1) Pasien puasa minimal 5 jam sebelum di lakukan persiapan 2) Pasien di minta melepas benda logam seperti anting 5. Prosedur 1) Radiographer memeriksa kelengkapan surat permintaan CT Scan 2) Radiographer meng input data pasien (nama, umur, jenis kelamin) pada start study 3) Radiographer mempersiapkan alat CT Scan 4) Pasien diposisikan supine dengan kedua tangan disamping badan 5) Atur Cross Center Point pada glabella dan OML 6) Radiographer melakukan sentrasi poin OML 7) Radiographer melakukan topogram sesuai kebutuhan		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	CT-SCAN KEPALA DENGAN KONTRAS		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	552.16/I-SPO/RAD/VI/2025	00	2 / 2
	8) Radiographer melakukan rekonstruksi gambar hasil scanning 9) Radiografer mengklik pada menu CT Kontras 10) Dokter/Perawat radiologi memasukkan kontras pada tubuh pasien secara bolus (Pasien ct scan brain kontras rujukan koordinasi dengan kbid keperawatan untuk perawat yang akan memasukan kontras). 11) Radiographer melakukan scanning post injeksi kontras 12) Radiographer mengatur jumlah gambar irisan (slice thickness) 13) Radiographer mengedit gambar pada filming sesuai kebutuhan 14) Radiographer mengatur jumlah gambar hasil scanning 15) Radiographer meng klik Print gambar untuk dicetak pada film 16) Untuk mengakhiri pemeriksaan radiographer menekan End Exam		
Unit Terkait	Instalasi Radiologi		