

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	CT-SCAN ABDOMEN DENGAN KONTRAS		
	No. Dokumen 552.18/I-SPO/RAD/VI/2025	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Prosedur tentang tata cara pembuatan citra/gambar pada abdomen dengan menggunakan media kontras		
Tujuan	1. Untuk pedoman pelayanan Ct-Scan abdomen dengan kontras 2. Untuk memperlancar pelayanan selama pemeriksaan dilakukan 3. Untuk menegaskan diagnosa		
Kebijakan	1. Permenkes No.1014 th 2008 tentang standar pelayanan radiologi di sarana pelayanan kesehatan. 2. Peraturan Direktur nomor : 552.18/I-SPO/RAD/VI/2025 tentang pedoman pelayanan radiologi.		
Prosedur	1. Persiapan Sebelum Pemeriksaan : 1)Cek laboratorium (UR, CR, BUN) 2)Makan bubur kecap 48 jam sebelum pemeriksaan. 3)Puasa 8 jam sebelum pemeriksaan. 4)Minum Dulcolax 5 jam sebelum pemeriksaan. 5)Masukkan Dulcolax sub 3 jam sebelum pemeriksaan. 6)Radiographer memeriksa kelengkapan surat permintaan CT Scan 7)Radiographer meng input data pasien (nama, umur, jenis kelamin) pada start study 2. Prosedur 1) Radiographer mempersiapkan alat CT Scan 2) Pasien diminta melepaskan seluruh asesoris logam pada daerah abdomen 3) Pasien diposisikan supine dengan kedua tangan diatas kepala 4) Atur Cross Center Point pada pertengahan abdomen 5) Atur Injektor sesuai kebutuhan 6) Radiographer melakukan sentrasi poin 7) Radiographer memilih feet first lalu klik 8) Radiographer memilih protocol abdomen non kontras lau klik 9) Radiographer meng klik tombol GO berwarna hijau 10) Radiographer menekan tombol tangan pada consule 11) Radiographer melakukan topogram sesuai kebutuhan		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	CT-SCAN ABDOMEN DENGAN KONTRAS		
	No. Dokumen 552.18/I-SPO/RAD/VI/2025	No. Revisi 00	Halaman 2 / 2
	12) Radiographer melakukan rekonstruksi gambar hasil scanning 13) Radiographer mengatur jumlah gambar irisan (slice thickness) 14) Radiographer mengedit gambar pada filming sesuai kebutuhan 15) Radiographer mengatur jumlah gambar hasil scanning 16) Radiographer meng klik Print gambar untuk dicetak pada film 17) Untuk mengakhiri pemeriksaan radiographer menekan End Exam		
Unit Terkait	Instalasi Radiologi		