

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	CT-SCAN CERVICAL COLLI		
	No. Dokumen 552.19/I-SPO/RAD/VI/2025	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Prosedur tentang tata cara pembuatan citra/gambar pada cervical colli tanpa menggunakan media kontras		
Tujuan	1. Untuk pedoman pelayanan Ct-Scan cervical colli non kontras 2. Untuk memperlancar pelayanan selama pemeriksaan dilakukan 3. Untuk menegakan diagnosa		
Kebijakan	1. Permenkes No.1014 th 2008 tentang standar pelayanan radiologi di sarana pelayanan kesehatan. 2. Peraturan Direktur nomor : 552.19/I-SPO/RAD/VI/2025 tentang pedoman pelayanan radiologi.		
Prosedur	Prosedur 1. Radiographer memeriksa kelengkapan surat permintaan CT Scan 2. Radiographer meng input data pasien (nama, umur, jenis kelamin) pada start study 3. Radiographer mempersiapkan alat CT Scan 4. Pasien diminta melepaskan seluruh asesoris logam pada daerah cervical 5. Pasien diposisikan supine dengan kedua tangan disamping badan 6. Atur Cross Center Point pada pertengahan cervical 7. Radiographer melakukan sentrasi poin 8. Radiographer memilih head first lalu klik 9. Radiographer memilih protocol Neck lalu klik 10. Radiographer memilih prosedur Neck Soft Tissue RS lalu klik 11. Radiographer meng klik tombol GO berwarna hijau 12. Radiographer menekan tombol tangan pada consule 13. Radiographer melakukan topogram sesuai kebutuhan 14. Radiographer melakukan rekonstruksi gambar hasil scanning 15. Radiographer mengatur jumlah gambar irisan (slice thickness) 16. Radiographer mengedit gambar pada filming sesuai kebutuhan 17. Radiographer mengatur jumlah gambar hasil scanning 18. Radiographer meng klik Print gambar untuk dicetak pada film 19. Untuk mengakhiri pemeriksaan radiographer menekan End Exam		
Unit Terkait	Instalasi Radiologi		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	CT-SCAN CERVICAL COLLI		
	No. Dokumen 552.19/I-SPO/RAD/VI/2025	No. Revisi 00	Halaman 2 / 2