

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN FOTO LUMBOSACRAL LATERAL		
	No. Dokumen 552.68/I-SPO/RAD/VI/2025	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Teknik pemeriksaan radiografi dengan menggunakan sinar-X untuk mendapatkan gambaran radiograf vertebrae lumbal		
Tujuan	Sebagai acuan pemeriksaan foto lumbosacral lateral.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 552.68/I-SPO/RAD/VI/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi		
Prosedur	1. Persiapan pasien a. Ucapkan salam, perkenalkan diri dan lakukan identifikasi pasien dengan mencocokkan data pemeriksaan foto dengan identitas pasien b. Berikan penjelasan kepada pasien tentang pemeriksaan yang akan dilakukan c. Instruksikan kepada pasien untuk melepas benda-benda dari bahan logam, plastik dan benda-benda lain yang dapat menimbulkan artefak 2. Persiapan lingkungan a. Jaga privasi pasien b. Ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman 3. Pelaksanaan a. Berikan penjelasan kepada pasien dan keluarganya tentang pemeriksaan yang akan dilakukan b. Lakukan cuci tangan sesuai dengan SPO sebelum melakukan pemeriksaan foto c. Posisikan pasien tidur miring diatas meja pemeriksaan dengan posisi kedua tangan di atas kepala dan kedua lutut di fleksikan d. Posisikan obyek dengan MCL tepat di tengah kaset e. Atur MSL (mid sagital line) sejajar dengan kaset f. Pastikan tidak ada rotasi atau pergerakan pada obyek g. Arah sinar vertikal tegak lurus terhadap kaset h. Titik bidik pada pertengahan MCL setinggi lumbal 3 i. FFD (film fokus distance) 100 cm j. Kolimasi sesuai dengan obyek yang di periksa k. Atur kondisi pemotretan		
Unit Terkait	Instalasi Radiologi		