

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN FOTO THORACO LUMBAL LATERAL		
	No. Dokumen 552.79/I-SPO/RAD/VI/2025	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Teknik pemeriksaan radiografi dengan menggunakan sinar-X untuk mendapatkan gambaran radiograf vertebrae thoracal sampai lumbal		
Tujuan	Sebagai acuan pemeriksaan foto thoraco lumbal		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 552.79/I-SPO/RAD/VI/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi		
Prosedur	1. Persiapan pasien a. Ucapkan salam, perkenalkan diri dan lakukan identifikasi pasien dengan mencocokkan data pemeriksaan foto dengan identitas pasien b. Berikan penjelasan kepada pasien tentang pemeriksaan yang akan dilakukan c. Instruksikan kepada pasien untuk melepas benda-benda dari bahan logam, plastik dan benda-benda lain yang dapat menimbulkan artefak 2. Persiapan lingkungan a. Jaga privasi pasien b. Ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman 3. Pelaksanaan a. Berikan penjelasan kepada pasien dan keluarganya tentang pemeriksaan yang akan dilakukan b. Lakukan cuci tangan sesuai dengan SPO sebelum melakukan pemeriksaan foto c. Posisikan pasien tiduran diatas meja pemeriksaan dengan posisi kedua kaki lurus dan kedua tangan lurus di samping tubuh d. Posisikan obyek true lateral e. Atur MCP sejajar kaset f. Pastikan tidak ada rotasi atau pergerakan pada obyek g. Arah sinar vertikal tegak lurus terhadap kaset h. Titik bidik pada pertengahan sternum setinggi thoracal 7 i. FFD (film fokus distance) 100 cm j. Kolimasi sesuai dengan obyek yang di periksa k. Atur kondisi pemotretan		
Unit Terkait	Instalasi Radiologi		