

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	DEKONTAMINASI MOBIL AMBULANCE		
	No. Dokumen 319.14/I-SPO/IGD/IV/2025	No. Revisi 02	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 04 April 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Dekontaminasi ambulance adalah upaya membersihkan ruangan atau kabin perawatan pasien ambulance beserta seluruh perangkat penunjangnya dari kontaminasi setelah kabin beserta perlengkapannya dipakai untuk melakukan tindakan pelayanan pasien ambulance.		
Tujuan	Perlindungan terhadap pasien keluarga dan petugas.		
Kebijakan	1. Peraturan Menteri Kesehatan No 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 2. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 325.4/I-PDM/DIR/IV/2025 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.		
Prosedur	Perlengkapan: 1. Sarung tangan latex 2. Scoret 3. Masker 4. Topi 5. Sepatu 6. Larutan Chlorine 0,5 % 7. Air mengalir 8. Selang 9. Spon/sikat 10. Sabun detergen 11. Lap Persiapan petugas : a. Pakai APD lengkap b. Perhatikan teknik aseptik Prosedur : 1. Alat - Alat Medis (Instrumen) Alat-alat yang habis dipakai/kotor dicuci dibawah air mengalirkan/kran, disikat dan disabun hingga bersih. a. Kemudian direndam dalam larutan chlorin 1:9 (100cc chlorin + 900 cc air) selam 10 menit. b. Alat-alat diangkat dari rendam dan dibilas dengan air bersih dan dikreingkan. c. Alat-alat logam diset dan dibungkus dengan duk dan di sterilkan. 2. Suction dan regulator O2 yang tidak disposable denganbahan plastik, isi botol suction yang sudah penuh		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	DEKONTAMINASI MOBIL AMBULANCE		
	No. Dokumen 319.14/I-SPO/IGD/IV/2025	No. Revisi 02	Halaman 2 / 2
	dibuang di disposal dan botol kemudian dicuci dengan sabun dan dikeringkan serta diberi larutan disinfektan. a. Untuk selang suction dicuci dengan sabun, direndam dalam larutan disinfektan selama 10 menit lalu dikeringkan. b. Setelah bersih botol dan selang dipasang kembali pada mesin suction. 3. Selang regulator dicuci dengan air bersih sedangkan lubang nasal pronk dibersihkan kemudian direndam dalam larutan disinfektan 15 menit. 4. Pembersihan ruangan kabin perawatan pasien di ambulance. 5. Dekontaminasi ruang / kabin ambulance dilakukan setiap hari meliputi : a. Mengeluarkan brankas, serta membersihkan dengan larutan desinfektan dan menjemurnya dibawah sinar matahari selama 15 menit. b. Ruang kabin disemprot dengan larutan desinfektan dan dikeringkan. c. Brankart / stretcher yang tercemar cairan tubuh pasien (darah, lender, muntah dan lain-lain) d. Dicuci dengan air mengalir dan dikeringkan, kemudian disemprot dengan cairan disinfektan kemudian dikeringkan. e. Dikerjakan setiap kali selesai digunakan untuk mengantar pasien. f. Di dalam ambulance disediakan wastafel beserta sabun dan handsrub untuk (hand hygiene) cuci tangan 6 langkah di dalam 5 menit. g. Moemnt, safety box untuk untuk benda tajam. h. Didalam ambulance disediakan tempat sampah medis dan non medis.		
Unit Terkait	1. Driver ambulance 2. IGD Umum 3. IGD Pinere 4. IRNA 5. Umum		