

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	MEMAKAI MASKER SEDERHANA		
	No.Dokumen 337.5/I-SPO/PPI/IV/2025	No. Revisi 02	Halaman 1 / 2
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 9 April 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Merupakan prosedur pemakaian masker pelindung wajah dari percikan keluar sewaktu petugas kesehatan / petugas bedah berbicara, batuk / bersin serta untuk mencegah percikan darah / cairan tubuh lainnya memasuki hidung / mulut petugas kesehatan dari pasien yang sedang dihadapinya.		
Tujuan	1. Sebagai acuan memakai masker sederhana 2. Memudahkan dalam memakai masker pelindung . 3. Merupakan salah satu cara untuk memakai masker pelindung secara benar dan tepat. 4. Menjaga keselamatan diri sendiri dan pasien yang akan dirawat. 5. Mencegah kontaminasi silang melalui udara (<i>air borne</i>) dan droplet.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 325.4/I-PDM/DIR/IV/2025 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi		
Prosedur	Persiapan alat 1. Masker pelindung sederhana. 2. Hand Rub – Alkohol. Persiapan petugas Masker dipakai pertama kali sebelum memakai APD yang lain. Pelaksanaan prosedur 1. Ambil masker sederhana dari tempatnya. 2. Posisikan masker untuk menutupi hidung dan mulut. 3. Lengkungkan bagian metal yang ada di bagian hidung, hingga posisi masker nyaman. 4. Tarik tali bagian atas masker keatas telinga, kemudian simpulkan. 5. Tarik tali bagian bawah melalui leher, kemudian simpulkan. 6. Atau kaitkan tali karet masker pada kedua telinga jika menggunakan masker tali karet. 7. Pastikan tidak ada celah terbuka antara wajah dan masker. 8. Gantilah masker tiap 30 menit sekali atau segera ketika masker menjadi lembab (masker efektif ketika waktu pemakaian <30 menit).		
Unit Terkait	Seluruh Unit		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	MEMAKAI MASKER SEDERHANA		
	No.Dokumen 337.5/I-SPO/PPI/IV/2025	No. Revisi 02	Halaman 2 / 2