

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGUNAAN ALAT SINGLE-USE YANG DI-REUSE		
	No.Dokumen 629/I-SPO/PPI/VI/2025	No. Revisi 02	Halaman 1 / 2

STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 9 April 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS. Prima Husada  dr. Nur Mazidah												
Pengertian	Alat single-use adalah alat medis disposibel yang dinyatakan oleh pabrik untuk penggunaan sekali pakai. Alat re-use adalah alat medis yang oleh rekomendasi pabrik dapat digunakan kembali. Alat single-use yang di-reuse adalah alat medis single-use yang akan digunakan kembali oleh karena pertimbangan pengadaan sulit didapat atau harga yang mahal yang diatur dalam kebijakan.													
Tujuan	Mengatur penggunaan alat single-use yang akan digunakan kembali dengan tetap memperhatikan keamanan pasien.													
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 325.4/I-PDM/DIR/IV/2025 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.													
Prosedur	1. Daftar alat medis single-use yang di-reuse : <table><tr><th>N o</th><th>Nama Alat</th><th>Ruang</th><th>Penggunaan</th></tr><tr><td>1</td><td>Jackson Rees</td><td>IGD, ICU, IKO</td><td>4 kali <i>re-use</i></td></tr><tr><td>2</td><td>Suction Connecting Tube</td><td>ICU, IGD, IRNA, Maternitas, Perina</td><td>8 kali <i>re-use</i></td></tr></table> 2. Prosedur dekontaminasi alat single-use yang di-reuse : a. Alat single-use yang akan digunakan kembali harus dinilai apakah masih memenuhi syarat (tidak berubah bentuk, tidak berubah warna, tidak cacat, tidak retak, dan tidak rusak). b. Lakukan proses dekontaminasi sesuai SPO yang berlaku. c. Catat penggunaan re-use yang ke berapa kali dengan cara menulis angka di alat dan melingkari angka sesuai dengan penggunaan re-use yang ke berapa kali. d. Alat dikemas dengan pouches. e. Beri label kemasan alat dengan data: ruangan, nama alat, tanggal dekontaminasi, tanggal Epire, waktu dekontaminasi, jenis dekontaminasi, penggunaan reuse ke-, nama dan tanda tangan petugas.		N o	Nama Alat	Ruang	Penggunaan	1	Jackson Rees	IGD, ICU, IKO	4 kali <i>re-use</i>	2	Suction Connecting Tube	ICU, IGD, IRNA, Maternitas, Perina	8 kali <i>re-use</i>
N o	Nama Alat	Ruang	Penggunaan											
1	Jackson Rees	IGD, ICU, IKO	4 kali <i>re-use</i>											
2	Suction Connecting Tube	ICU, IGD, IRNA, Maternitas, Perina	8 kali <i>re-use</i>											

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGUNAAN ALAT SINGLE-USE YANG DI-REUSE		
	No.Dokumen 629/I-SPO/PPI/VI/2025	No. Revisi 02	Halaman 2 / 2
	f. Alat dikemas dalam pouches. g. Alat single-use yang di re-use harus disimpan dalam tempat tersendiri. h. Alat yang rusak/ cacat/ retak tidak dapat digunakan kembali walaupun belum mencapai batas maksimal proses re-use. i. Alat yang sudah mencapai batas maksimal re-use atau rusak sebelum mencapai batas maksimal re-use dikembalikan ke CSSD. j. Untuk menghindari kekosongan stok di unit, segera amprah alat baru jika alat tersebut sudah digunakan ½ - nya dari batas maksimal re-use. Contoh: unit sudah mengamprah <i>Jackson rees</i> baru jika sudah 2 kali re-use dan mengamprah suction connecting tube jika sudah 4 kali re-use.		
Unit Terkait	1. IGD 2. IKO 3. ICU 4. IRNA 5. IRJA		