

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGANTARAN INSTRUMEN KOTOR KE INSTALASI PUSAT STERILISASI (CSSD)		
	No.Dokumen 337.55/I-SPO/PPI/IV/2025	No.Revisi 02	Halaman 1 / 1
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 9 April 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Proses kegiatan dimana alat instrumen yang telah digunakan diantar kepada instalsi pusat sterilisasi untuk dilakukan proses sterilisasi.		
Tujuan	Untuk mensentralkan proses sterilisasi instrument, supaya memudahkan untuk pengontrolan indicator steril pada instrument.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 325.4/I-PDM/DIR/IV/2025 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.		
Prosedur	Perlengkapan: 1. Form elektronik daftar alat untuk steril (DAUS) milik CSSD 2. Instrumen yang akan disterilkan 3. Box instrument 4. Bolpoint Prosedur: 1. Identifikasi instrumen yang akan dikirim ke instalasi pusat sterilisasi. 2. Hubungi <i>line extension</i> 136 untuk konfirmasi petugas CSSD bahwa akan melakukan pengiriman alat. 3. Pastikan waktu pengiriman instrumen kotor tidak bersamaan dengan pengambilan instrumen bersih dari unit lainnya. 4. Kirim instrumen kepada instalasi pusat sterilisasi. Kirim instrumen menggunakan box/troli instrument tertutup melalui jalur belakang. 5. Lakukan serah terima instrumen dan pengecekan pada loket pass box penerimaan alat kotor. 6. Catat juga instrument yang diserahkan pada formulir elektronik daftar alat untuk steril (DAUS). 7. Tutup kembali passbox penerimaan alat kotor. 8. Petugas CSSD melakukan desinfeksi box instrument dan melakukan proses sterilisasi instrument di ruang CSSD.		
Unit Terkait	1. CSSD 2. IRNA 3. IGD 4. IRJA 5. IKO		