

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA		AUDIT REAGENSIA LABORATORIUM		
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA		No. Dokumen 552.81/I-SPO/LAB/VI/2025	No. Revisi 02	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL		Tanggal Terbit: 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian		Proses pengecekan reagen yang tersimpan dalam lemari penyimpanan reagen laboratorium untuk menjaga mutu dan kualitas reagen.		
Tujuan		1. Menjamin kualitas dan mutu reagen yang berada dalam lemari penyimpanan. 2. Terwujudnya pelayanan laboratorium yang memenuhi standar dan bermutu tinggi.		
Kebijakan		Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.		
Prosedur		1. Mengaudit reagen dengan cara melihat kondisi reagen yang tersimpan di dalam lemari penyimpanan laboratorium, hal-hal yang dinilai antara lain: a. Tanggal Kadaluarsa (label merah: <3 bulan, Label Kuning: <6 bulan, hijau: >6 bulan) b. Perubahan Fisik c. Perubahan Warna 2. Mencatat hasil audit pada form audit reagen yang tertera pada lemari penyimpanan.		
Unit Terkait		1. Instalasi Farmasi 2. Instalasi Laboratorium		