

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	IDENTIFIKASI SPESIMEN		
	No. Dokumen 552.91/I-SPO/LAB/VI/2025	No. Revisi 02	Halaman 1 / 1

STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS Prima Husada  dr. Nur Mazidah
Pengertian	Proses mengidentifikasi spesimen sebelum dilakukan analisa, untuk memastikan bahwa spesimen yang diambil oleh petugas laboratorium maupun spesimen dari ruang rawat inap sesuai dengan data identitas pasien dan pemeriksaan yang diminta.	
Tujuan	Sebagai acuan penerapan identifikasi spesimen agar mencegah kesalahan fatal yang dapat berdampak pada diagnosis dan pengobatan pasien, dengan memastikan spesimen yang diperiksa benar-benar milik pasien yang dimaksud.	
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.	
Prosedur	Tahap 1: Sebelum Pengambilan Spesimen - Identifikasi pasien menggunakan minimal 2 dari 4 identitas - Nama pasien sesuai KTP-el - Tanggal lahir - Nomor rekam medis - Nomor induk kependudukan Petugas menanyakan identitas pasien kemudian mencocokkan dengan formulir permintaan pemeriksaan laboratorium - Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan dan tujuan pengambilan spesimen - Identifikasi ulang Tahap 2: Pengambilan dan Pelabelan Spesimen - Memilih wadah yang tepat sesuai dengan permintaan pemeriksaan laboratorium. contoh: pemeriksaan darah lengkap menggunakan tabung warna ungu yang berisi antikoagulan EDTA. Tabung tanpa antikoagulan berwarna merah untuk pemeriksaan kimia darah dan serologi. - Melabeli wadah spesimen dengan label yang berisi identitas pasien meliputi nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medis - Memastikan volume spesimen sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan. Tahap 3: Penerimaan Spesimen di Laboratorium - Perawat IGD dan Rawat Inap menuliskan data identitas pasien di buku penerimaan sampel yang meliputi: Nama, asal ruangan, jenis spesimen, jam penyerahan spesimen, dan nama perawat yang menyerahkan spesimen.	

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	IDENTIFIKASI SPESIMEN		
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	No. Dokumen 552.91/I-SPO/LAB/VI/2025	No. Revisi 02	Halaman 2 / 1
	2. Konfirmasi atau pengecekan identitas lanjutan pada wadah spesimen dengan formulir permintaan pemeriksaan laboratorium 3. Cek kelengkapan spesimen apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan atau tidak 4. Tolak spesimen jika tidak sesuai atau spesimen rusak dan segera hubungi perawat untuk meminta sampel baru. contoh: clotting pada tabung EDTA, sampel darah lisis, volume sampel kurang.		
Unit Terkait	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Gawat Darurat 3. Instalasi Rawat Jalan 4. Instalasi Laboratorium		