

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENERIMAAN REAGENSIA LABORATORIUM		
	No. Dokumen 552.84/I-SPO/LAB/VI/2025	No. Revisi 02	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh: Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Suatu acuan dalam proses penerimaan reagensia dalam laboratorium dari instalasi farmasi sehingga dapat terpenuhi kebutuhan tersebut.		
Tujuan	1. Sebagai acuan penerimaan reagensia laboratorium. 2. Supaya kebutuhan akan reagensia laboratorium dapat terpenuhi sepenuhnya dan menjamin kecocokan reagensia laboratorium, sesuai dengan permintaan baik jenis maupun jumlahnya.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.		
Prosedur	1. Ambil reagen yang telah disiapkan instalasi farmasi berdasarkan surat permintaan. 2. Cocokkan dengan surat permintaan. 3. Periksa kondisi fisik dan masa kadaluarsanya. 4. Simpan di lemari es atau di lemari penyimpanan sesuai dengan suhu masing-masing reagen. 5. Catat tanggal penyimpanan.		
Unit Terkait	1. Instalasi Farmasi 2. Instalasi Laboratorium		