

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGUNAAN REAGENSIA LABORATORIUM		
	No. Dokumen 552.86/I-SPO/LAB/VI/2025	No. Revisi 02	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh: Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Suatu proses penggunaan reagensia dalam laboratorium.		
Tujuan	1. Sebagai acuan penggunaan reagensia laboratorium. 2. Menjamin ketepatan penggunaan stok reagensia laboratorium sesuai dengan ketentuan. Terlaksananya tertib administrasi dalam penggunaan reagensia.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.		
Prosedur	1. Lakukan permintaan dengan pembuatan SP untuk permintaan reagen. 2. Ambil reagen yang datang dari gudang farmasi. 3. Simpan reagen dalam lemari kulkas, jaga kestabilan suhu lemari kulkas tersebut. 4. Ambil reagen sesuai kebutuhan pemeriksaan, pencatatan pada kartu stok dilakukan setiap kali mengambil reagen baru. 5. Ambil reagen yang mendekati tanggal kadaluarsa (<i>First In First Out</i>). 6. Melihat kondisi reagen, apabila terdapat perubahan fisik atau warna segera catat di form audit reagen dan segera ganti reagen yang baru.		
Unit Terkait	1. Instalasi Laboratorium 2. Instalasi Farmasi		