

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN ECG (<i>Electro Cardio Graph</i>)		
	No. Dokumen 552.96/I-SPO/LAB/VI/2025	No. Revisi 02	Halaman 1 / 1

1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS Prima Husada  dr. Nur Mazidah
Pengertian	Suatu cara atau teknik Pemeriksaan <i>Electro Cardio Graph</i> yang sesuai dengan ketentuan pemeriksaan	
Tujuan	Untuk mendeteksi adanya kelainan pada organ jantung	
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.	
Prosedur	- Memanggil Pasien dipersilahkan di ruang sampling - Pasien dipersilahkan berbaring diatas tempat tidur dalam posisi terlentang, tangan kanan kiri berada disamping pasien, kaki tidak boleh menempel pada keramik. - Pasien tidak boleh memakai aksesoris yang mengandung logam dan tidak boleh menyimpan HP di sekitar badan. - Pasangkan Lead pada Masing Masing Posisinya. - Bagian yang diperiksa dikasih jelly elektromagnetik. - C1 : Intercostal no 4 dextra - C2 : Intercostal No 4 sinistra - C3 : Intercostal No 5 Sinistra - C4 : Intercostal No 5 midclavícula sinistra - C5 : Intercostal No 6 (Apex Jantung) - C6 : Intercostal No 5 Mid axial - Merah : Tangan Kanan - Kuning : Tangan Kiri - Hitam : Kaki Kanan - Hijau : Kaki Kiri - Alat ECG dinyalakan dengan cara tekan tombol <i>switch</i> on off di belakang alat, lalu tekan tombol on off untuk menyalakan layar alat ECG. - Tekan tombol print untuk print hasil ECG - Setelah print hasil keluar, diambil dan selesai lead dilepas, sisa gel yang menempel di lead dibersihkan <i>Print Out</i> hasil dimasukkan kedalam amplop khusus hasil ECG yang sudah diberi identitas pasien	
Unit Terkait	1. Instalasi Laboratorium	