

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGECEKAN KELAYAKAN SPESIMEN LABORATORIUM		
	No. Dokumen 552.125/I-SPO/LAB/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Memeriksa kelayakan spesimen yang akan diperiksa di laboratorium		
Tujuan	1. Sebagai acuan penerapan pengecekan kelayakan spesimen laboratorium 2. Supaya alur pengecekan kelayakan sampel menjadi jelas. 3. Mencegah pemanjangan waktu penanganan atau terlantarnya sampel. 4. Memberikan hasil laboratorium yang akurat.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.		
Prosedur	1. Lakukan pengecekan terhadap sampel pemeriksaan: a. Kondisi sampel (lisis, ikterik, beku atau lipemik) b. Volume sampel kurang (urine,darah dan feses) 2. Hasil pengecekan: a. Jika tidak layak dilakukan pemeriksaan, segera konfirmasi kepada perawat dan segera dilakukan pengambilan sampel baru/sampel ulang.		
Unit Terkait	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Gawat Darurat 3. Instalasi Rawat Jalan 4. Instalasi Laboratorium		