

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGIRIMAN SAMPEL TCM		
	No. Dokumen 552.128/I-SPO/LAB/VI/2025	No. Revisi 02	Halaman 1/2

TANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS Prima Husada  dr. Nur Mazidah
Pengertian	Merupakan suatu proses untuk merujuk spesimen dahak dari fasyankes ke laboratorium fasyankes rujukan yang memiliki alat pemeriksaan TCM	
Tujuan	1. Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk melakukan pengiriman dahak 2. Menurunkan resiko penularan TB 3. Memastikan spesimen dahak sampai ke laboratorium rujukan 4. Peningkatan utilitas TCM	
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.	
Prosedur	1. Petugas laboratorium menyiapkan alat dan bahan untuk pengiriman spesimen. 2. <i>Crosscheck</i> label identitas pasien pada spesimen berupa nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medis, dan keterangan pengambilan sampel pagi atau sewaktu. 3. Petugas laboratorium menulis identitas pasien berupa nomor identitas sediaan, nomor rekam medis, nama lengkap, usia, jenis kelamin dan alamat lengkap di buku register tb 04. 4. Semua spesimen harus pra-kemas untuk mencegah kerusakan dan tumpahan. Tabung spesimen harus disegel dengan Parafilm dan lapisi dengan tissue kemudian masukkan ke dalam plastik. 5. Mengisi tanda terima rujukan di buku yang telah disediakan. 6. Petugas laboratorium mengirimkan sampel rujukan setiap hari per jam 13.00 wib dengan membawa pengantar TCM TB 05 yang sudah di inputkan di system aplikasi SITB. 7. Konfirmasi pengiriman sampel pada aplikasi Sitrus TB. 8. Order kurir untuk mengirim sampel ke lab rujukan sesuai jam pelayanan.	
Unit Terkait	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan	