

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGUNAAN PULSE OXYMETRI		
	No.Dokumen 922.10/I-SPO/NEO/X/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 10 Oktober 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Resti Lestantini, M. Kes	
Pengertian	Prosedur untuk mengukur kadar saturasi oksigen (SpO ₂) dan denyut nadi secara non invasif		
Tujuan	1. Memantau saturasi oksigen (SpO ₂) bayi 2. Memantau frekuensi denyut nadi 3. Mendeteksi dini hipoksemia atau gangguan pernapasan		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 813.1/I-PDM/DIR/IX/2025 Pedoman Pelayanan dan Asuhan Pasien		
Prosedur	A. Persiapan Alat 1. Pulse oximeter neonatal/pediatrik 2. Sensor neonatal 3. Alkohol swab/tisu bersih bila diperlukan B. Persiapan Petugas 1. Cuci tangan 6 langkah sesuai prosedur 2. Gunakan APD bila diperlukan 3. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir) C. Persiapan Bayi 1. Pastikan bayi tenang dan hangat 2. Jelaskan prosedur kepada orang tua bila memungkinkan 3. Pilih lokasi pemasangan sensor : a. Telapak kaki b. Pergelangan kaki c. Telapak tangan d. Pergelangan tangan D. Langkah-langkah 1. Nyalakan alat pulse oximeter 2. Pilih sensor sesuai ukuran bayi 3. Pasang sensor pada area yang dipilih 4. Pastikan emitter cahaya dan detektor saling berhadapan 5. Pastikan sensor tidak terlalu ketat 6. Tunggu hingga gelombang/sinyal stabil 7. Amati dan catat : a. Saturasi oksigen (SpO ₂)		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGUNAAN PULSE OXYMETRI		
	No.Dokumen 922.10/I-SPO/NEO/X/2025	No. Revisi 01	Halaman 2 / 2
	b. Denyut nadi 8. Evaluasi kualitas sinyal : a. Hindari gerakan berlebihan b. Pastikan ekstremitas hangat dan perfusi baik 9. Dokumentasikan : a. Tanggal dan waktu pemeriksaan b. Nilai SpO₂ c. Denyut nadi d. Lokasi pemasangan sensor e. Respons bayi/tindakan lanjut bila ada 10. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 11. Cuci tangan 6 langkah		
Unit Terkait	1. Neonatal Intensive Care Unit (NICU) 2. Perinatologi 3. Instalasi Gawat Darurat (IGD) 4. Instalasi Rawat Inap (IRNA)		