

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN SHK		
	No.Dokumen 468.2/I-SPO/NEO/V/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 3
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 10 Oktober 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Resti Lestantini, M. Kes	
Pengertian	Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) adalah tes wajib bagi bayi baru lahir untuk mendeteksi kekurangan hormon tiroid sejak dini		
Tujuan	1. Mendeteksi dini kasus Hipotiroid Kongenital pada bayi baru lahir 2. Memberikan terapi sedini mungkin (sebelum usia 1 bulan) untuk menjamin kualitas hidup bayi 3. Sebagai acuan langkah-langkah bagi tenaga kesehatan dalam melakukan pengambilan sampel darah tumit		
Kebijakan	1. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 571.2/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Panduan Penyelenggaraan PONEK 24 jam 2. Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MENKES/1511/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skrining Bayi Baru Lahir, yang memperbarui aspek teknis dan integrasi layanan		
Prosedur	1. Persiapan awal a. Persetujuan (informed consent) / Penolakan b. Mempersiapkan bayi 1) Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir) 2) Informasikan kepada orang tua tentang prosedur, manfaat, dan risiko 3) Pastikan bayi sudah berusia minimal 24 jam (ideal 48–72 jam). Jika bayi pulang sebelum 48 jam, pengambilan dilakukan sebelum pulang 4) Pada bayi sakit c. Pengisian data/ identitas bayi Meja untuk menulis identitas bayi, harus bersih dan kering. Cegah kontaminasi spesimen darah ke kertas saring lainnya d. Persiapan Alat 1. Sarung tangan (handscoon) bersih 2. Lanset khusus bayi 3. Kartu kertas saring 4. Alkohol swab 5. Kasa steril 6. Rak pengering 7. Safety box/ Kotak pembuangan benda tajam		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN SHK		
	No.Dokumen 468.2/I-SPO/NEO/V/2025	No. Revisi 01	Halaman 2 / 3

	8. Plastik ziplock 2. Pengambilan Spesimen SHK - Cuci tangan 6 langkah dan gunakan sarung tangan - Isi identitas bayi secara lengkap pada kartu filter. Jangan menyentuh area lingkaran kertas filter - Posisikan kaki bayi lebih rendah dari jantung untuk memperlancar aliran darah - Hangatkan tumit bayi dengan kompres hangat atau usapan lembut selama 1–3 menit - Kondisikan bayi dalam kondisi tenang/ nyaman - Tentukan area penusukan : bagian lateral atau medial tumit (hindari bagian tengah/tulang tumit) - Bersihkan tumit dengan alkohol swab biarkan kering (alkohol yang belum kering bisa merusak sampel) - Tusuk tumit bayi menggunakan lanset sekali pakai dalam satu gerakan mantap - Hapus tetesan darah pertama dengan kasa steril - Pijat tumit dgn lembut (jangan memeras) - Teteskan darah (disimulasikan dengan penetesan darah dari jari tangan) pada tengah bulatan kertas saring sampai bulatan terisi penuh dan tembus kedua sisi. Jangan berlapis-lapis (layering) - Tekan bekas tusukan pada tumit dengan kasa steril dan beri plester (jika perlu) - Pastikan seluruh lingkaran pada kartu filter terisi sesuai standar (minimal 3 lingkaran penuh) 3. Metode Pengiriman Segera letakkan pada rak pengering, horizontal atau pada permukaan yg datar, kering dan tidak menyerap cairan. Biarkan hingga mengering 4. Pengiriman/Transportasi Spesimen - Setelah kering, maka spesimen siap dikirim ke laboratorium - Ketika spesimen akan dikirim, masukkan ke dalam kantong plastik zip lock. Satu lembar kertas saring dimasukkan ke dalam satu plastik. Dapat juga dengan menyusun kertas saring secara selang-seling agar bercak darah tidak saling bersinggungan, atau taruh kertas di antara bercak darah - Masukkan ke dalam amplop dan sertakan daftar spesimen yang dikirim. Amplop berisi spesimen dimasukkan ke dalam kantong plastik agar tidak tertembus cairan/kontaminan sepanjang perjalanan - Pengiriman dapat dilakukan oleh petugas pengumpul spesimen atau langsung dikirim melalui
--	---

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN SHK		
	No.Dokumen 468.2/I-SPO/NEO/V/2025	No. Revisi 01	Halaman 3 / 3
	layanan jasa pengiriman yang tersedia e. Spesimen dikirimkan ke laboratorium SHK, S-HAK dan S-G6PD yang telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan f. Pengambilan sampel paling lambat 24-72 jam atau 3 (tiga) hari setelah lahir g. Transportasi untuk spesimen SHK, S-HAK dan S-G6PD paling lambat 2 hari setelah pengambilan spesimen		
Unit Terkait	1. <i>Neonatal Intensive Care Unit</i> (NICU) 2. Perinatologi		