

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN RADIOLOGI X-RAY DENTAL		
	No. Dokumen 1189/RSPHS/I-SPO/DIR/XII/2023	No. Revisi 00	Halaman 1/2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Desember 2023	Ditetapkan Oleh Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
Pengertian	Pemeriksaan radiologi terhadap gigi geligi menggunakan Dental X-Ray	
Tujuan	Untuk melihat lesi atau kelainan anatomi pada gigi	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor 0381/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2018 tentang Pedoman Pelayanan Radiologi.	
Prosedur	Persiapan alat: 1. Naikkan saklar "ON" pada panel listrik 2. Nyalakan komputer dan masuk ke aplikasi Dental X-Ray 3. Nyalakan Dental X-Ray tekan tombol "ON" 4. Tunggu beberapa saat hingga X-Ray dental menyala 5. Alat siap digunakan untuk pemeriksaan Langkah-langkah: 1. Register data pasien; identitas nama, umur, jenis kelamin, nomor rekam medis. 2. Posisikan pasien duduk tegak di tempat yang telah ditentukan. 3. Beri arahan dengan jelas kepada pasien untuk tidak bergerak selama pemeriksaan berlangsung. 4. Posisikan kaset radiologi ke gigi yang diminta 5. Posisikan Collimator Dental X-Ray sejajar dengan kaset 6. Lakukan exposure, tekan tombol exposure.	
Unit Terkait	1. Unit Radiologi 2. Dokter Radiologi 3. Radiografer	