





PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR: 562/RSPHS/I-PM/IRJA/V/2024

Tanggal	Rabu, 08 Mei 2024				
Pengajuan Dari Unit*	IRJA (Poli Mata)				
Alasan Pengajuan	Pengajuan Alat Baru				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	ND YAG Laser Katarak	1 set	0	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. ND YAG Laser Katarak untuk fotokoagulasi dan katarak sekunder pengobatan dan untuk terapi glaukoma yang sudah ada			
3.	Penempatan alat**	1. ND YAG Laser Katarak penempatan alat di Poli Mata IRJA			
4.	Merk/Tipe**	1. ND YAG Laser Katarak merk carl zeiss / type VISULAS YAG III (terlampir)			
5.	Spesifikasi**	1. ND YAG Laser Katarak spesifikasi VISULAS YAG III			
	Yang Mengajukan	Mengetahui Kabid Jangmed	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur	
					
	Hendi Wijayanto, S.Kep,Ns	Dwi Novianti, Amd.AK,S.Kes	Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



**LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT**

VISULAS YAG III

Disruption in just 4 nanoseconds.

Clear-cut. Controlled. Focused.



The ZEISS VISULAS® YAG III photodisruption laser brings together third-generation optical experience, technological excellence and a deep understanding of practical applications. Its superbly focused yet gentle cutting action has earned the device its reputation as the "sensitive scalpel" amongst secondary cataract lasers.

No. : SIH/ODX/240725R/05/2024
Tanggal : 03 Mei 2024
Hal : Informasi Harga Alat Kesehatan Merk ZEISS

Kepada Yth.
Direktur PT. Disa Prima Medika
Di Malang

Dengan hormat,

Bersama ini kami PT. Elo Karsa Utama sebagai distributor resmi ZEISS di Indonesia bermaksud untuk memberikan informasi harga alat kesehatan merk ZEISS sebagai berikut :

Kategori	Nama Produk	Final Price (Rp)
Laser Photodisruptor	Visulas YAG III with Table	498,000,000

Syarat dan Ketentuan :

1. Harga sudah termasuk PPN 11%
2. Pengiriman : Delivered Duty Paid (DDP) PT. Disa Prima Medika
3. Garansi 1 tahun untuk spare parts dan 2x kunjungan pemeliharaan selama masa garansi
4. Bonus : lensa Abraham (iridetomy)
5. Pembayaran :
 - a. DP : 40% dibayarkan saat Purchase Order diterima PT Elo Karsa Utama
 - b. Termin 1 : 20% dibayarkan saat instalasi menggunakan **giro mundur**
 - c. Termin 2 : 20% dibayarkan saat instalasi menggunakan **giro mundur**
 - d. Termin 3 : 20% dibayarkan saat instalasi menggunakan **giro mundur**

Giro Mundur Termin 1 –3 diterima PT. Elo Karsa Utama saat instalasi

6. Pembayaran melalui transfer ke rekening a/n PT Elo Karsa Utama:
 - a. Bank Mandiri Cabang Jakarta Ratu Plaza – nomor rekening 102.0000052735
 - b. Bank BCA Cabang Palmerah – nomor rekening 319.340526.2
 - c. Bukti transfer pembayaran harap dikirimkan email: admin.medical@elokarsa.com
7. Pengiriman : 4 hingga 12 minggu terhitung sejak pembayaran poin 5a diterima
8. Harga diatas berlaku selama 1 (satu) bulan sejak surat informasi harga ini kami buat

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Giri Basuki (+62 811-1902-073) atau Hendry Sabella (+62 815-8490-1775) email: hendry.s@elokarsa.com.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Elo Karsa Utama

PT ELO KARSA UTAMA

Hendry Sabella
Medical General Manager

No. : SIH/ODX/240725R/05/2024
 Tanggal : 03 Mei 2024
 Lampiran :

***Konfigurasi Visulas YAG III with Table**

Sales Code	Description	Qty
000000-2175-284	VISULAS YAG III System	
02SYAG3	VISULAS YAG III with control panel and laser head	1
40LSLYAG	Laser slit lamp LSL YAG III Please note: Laser slit lamps will now be delivered with a breath shield!	1
10POCORD	Power cord set	1
20BAPT	Parallel tube f = 140 mm	1
20BAEP10	10x eyepiece, high eyepoint	2
20BAHB	Headband for VISULAS Laser	1
30IT1060	Instrument table 1060	1
20ASGYAG	Safety eyeglasses YAG	1
20BAFL	Fixation light	1
20BABDR	Blinking diode, red, for fixation light	1
20BAOS	Occulting sleeve for fixation light	1
20BADDC	Dust cover	1
20BAARV	Arm rest (variable height)	1
	UPS 1000VA	1




VISULAS YAG III

Precision laser workstation for
secondary cataract and glaucoma therapy



We make it visible.

A dramatic black and white photograph of a solar eclipse. The sun is partially obscured by the dark silhouette of the moon on the right side. Bright, sharp rays of light emanate from the crescent-shaped opening of the eclipse, fanning out across the sky. The background is filled with soft, wispy clouds. The overall mood is awe-inspiring and scientific.

The moment fascination with light
inspires new treatments to preserve vision.
This is the moment we work for.

// THERAPEUTIC LASER WORKPLACES
MADE BY CARL ZEISS






// INSPIRING IDEAS
MADE BY CARL ZEISS

VISULAS YAG III

Disruption in just 4 nanoseconds.
Clear-cut. Controlled. Focused.



The ZEISS VISULAS® YAG III photodisruption laser brings together third-generation optical experience, technological excellence and a deep understanding of practical applications. Its superbly focused yet gentle cutting action has earned the device its reputation as the “sensitive scalpel” amongst secondary cataract lasers.



Optimized energy


The high-precision Super-Gaussian beam profile of the VISULAS YAG III focuses the optimum amount of laser energy onto the point of treatment: only as much as necessary. This allows successful disruption – optical breakdown – to take place at just 2.5 mJ in air. In turn, this allows you to offer sensitive, high-precision treatment to your patients using a minimum of laser energy. The pulse repetition frequency of 2.5 Hz also facilitates a fast workflow and short treatment times.

Fine adjustment of energy

Offering 22 levels of energy attenuation, the VISULAS YAG III provides ample flexibility for different treatment techniques. The fine gradations at the lower end of the output range permit optimum regulation of the laser energy for the sensitive, minimally invasive treatment of your patients.

Accurate focusing

The variable focus shift sets the focal point of the aiming beam precisely and reproducibly before, behind or directly at the focal point of the disruption laser. No more clumsy, manual de-focusing based on the position of the rear membrane. Thanks to this “safety distance”, damage to the tissue and intraocular lens during treatment is now also a thing of the past. This means greater comfort for you and your patients.



Posterior capsulotomy



Variable focus shift



// **ACCURACY**
MADE BY CARL ZEISS

VISULAS YAG III

Hitting the target within 4 nanoseconds.
Fast. Simple. Successful.

For posterior capsulotomy or for iridotomy: the VISULAS® YAG III gets straight to the point. Its smooth power makes it ideal for use in ophthalmic practices – even busy ones with high patient volume.



Lamp housing of LSL YAG III

Laser integrated slit lamp

The high-grade laser beam source of the VISULAS YAG III is fully integrated into the laser slit lamp. A top quality ZEISS product, the laser slit lamp was designed primarily for use in laser therapy, yet can also be used as a fully-equipped diagnostic slit lamp. Its lowered illumination prism, short corneal microscope and slim design make it ideal for daily clinical use.



Precision targeting

The unique 4-point aiming beam of the VISULAS YAG III ensures a high degree of aiming accuracy. Astigmatic distortions are clearly highlighted by the 4-point aiming beam and the selected energy level can be corrected accordingly before the laser beam is fired.

The advantages are obvious: gentler treatment for your patients and extended life time for the laser source by avoiding "double firing".




Illustration: 4-point aiming beam

Perfectly coordinated processes

The flexibly positionable control panel is the intelligent nerve centre of the VISULAS YAG III. Its compact format offers handy and convenient control of the user-friendly interface. The laser energy is always clearly visible on the illuminated and reflection-free touchscreen. The selected laser parameters can be finely adjusted using the ergonomically designed rotary knob.



Control panel of VISULAS YAG III

// ADAPTABILITY

MADE BY CARL ZEISS

VISULAS YAG III

Expanding the range of functions.
Sensible. Considerable. Convincing.

The VISULAS® YAG III is more than a disruption laser. It offers an outstanding range of diagnostic possibilities and permits high-precision examinations to be carried out immediately before and after treatment – without the need to move the patient. The extensive selection of optional accessories and the mobile transport case perfectly complement the laser's wide functional scope.



ACCENTO eyepiece with parameters displayed into field of view

Expanded insight

- The ACCENTO eyepiece for parameter adjustment allows you to maintain a clear overview of the treatment area and the levels of energy applied or the treatment parameters during the entire laser therapy.
- The oblique viewing angle of the ACCENTO ergo tube allows you administer treatment in a comfortable and relaxed position – even after several hours of laser therapy.
- The VISULAS YAG III also features a monocular co-observation tube for training and consultation purposes. The DigiCam Adapter, which allows standard camcorders and digital cameras to be connected, is designed for demonstrations to larger groups and digital documentation.



Expanded diagnosis

- The AT 030 applanation tonometer extends the diagnostic capacities of your laser slit lamp. It permits direct measurement of the intraocular pressure without the need to move the patient.
- The high-grade contact lenses for therapeutic laser applications – such as capsulotomy, iridotomy, trabeculoplasty or for observation of the fundus – have an optimized anti-reflective coating suitable for all common laser wavelengths.

Expanded protection

- The laser safety goggles for the YAG laser wavelength of 1064 nm provide appropriate DIN EN 207 standard protection, have an attractive design and are very comfortable to wear.
- The laser warning lamp outside the laser treatment room clearly indicates when the laser is switched on and warns unauthorized persons not to enter the treatment zone.
- The carrying case can be used to store and transport your laser plus accessories to the next location – keeping them well protected at all times.



Applanation tonometer AT 030



DigiCam system with commercially available camera



ACCENTO ergo tube

// COMBINATIONAL CAPACITY

MADE BY CARL ZEISS



VISULAS YAG III Combi

Laser therapy at both poles.
Compact. Comfortable. Consistent.

The VISULAS® YAG III Combi is the “multi-purpose” laser for photocoagulation and secondary cataract treatment and for established glaucoma therapies. At the push of a button you can switch between posterior and anterior laser treatment – a space-saving and efficient solution.



Space-saving and flexible

The VISULAS YAG III Combi is a high-performance dual device which is designed for use even in rooms where space is at a premium, both lasers – the VISULAS YAG III and the VISULAS 532s – fit snugly beneath the instrument table, freeing up a large amount of space and ensuring ample freedom of movement. Both lasers also function effectively as individual units. The VISULAS 532s can be used in the operating room while the VISULAS YAG III can continue to be used with the combi slit lamp.



Clear and simple controls

The treatment parameters for both lasers are set using the central control panel. With its clear structure and simple, symbol-based buttons, the graphic user interface simplifies your daily work. All the treatment parameters are conveniently displayed at your finger-tips. The electronic micro-manipulator integrated into the joystick of the Combi slit lamp is used to control the coagulation laser – quickly and precisely. Naturally, the trigger button for the YAG laser is built into the slit lamp joystick.



VISULAS YAG III Combi joystick

Key and impressive details

The VISULAS YAG III Combi was designed for frequently alternating laser applications. The effective combination of both laser sources in the exclusive ZEISS slit lamp design is impressive on account of many useful features:

- The appropriate true-to-color physician's safety filter for the selected application is always active.
- The symmetrical arrangement of the control elements makes all slit lamp functions ergonomically accessible.
- The coagulation laser is always visible in the center of the illuminated treatment zone thanks to the coaxial illumination and electronic micromanipulator.
- The parfocal system always shows the laser spot sharply in the target area, ensuring homogenous and reproducible coagulation centers.

// SUPERIOR PERFORMANCE
MADE BY CARL ZEISS

VISULAS Trion Combi

Impressive flexibility.
Striking. Expert. Made to last.

Space is often limited in many busy doctors' practices and clinics. For the first time the VISULAS® Trion Combi bundles four different treatment wavelengths in a single device – for even greater efficiency in the smallest of spaces.

Four wavelengths.

Three treatments. Two poles.

The VISULAS Trion Combi integrates the professional laser treatment techniques for both the anterior and posterior eye segment. It combines the multi-wavelength VISULAS Trion laser for posterior photocoagulation with the VISULAS YAG III laser for anterior photodisruption. For the first time this provides you with four different wavelengths for the three most common therapeutic laser applications in a single compact workstation.





One applicator.

One control panel. One workflow.

The Trion Combi laser slit lamp is the joint applicator for both lasers. It is compact and also does away with the need for time-consuming changes or relocation of the patient. The greatest strength of the VISULAS Trion Combi is apparent when performing iridotomies with pre-coagulation: a single touch of the laser display switches the interface from coagulation to disruption mode. The coagulation laser is controlled quickly and accurately using the joystick-integrated electronic micromanipulator. Naturally, the trigger for the YAG laser is incorporated in the slit lamp joystick.

One slit lamp. Four filters.

Full image quality.

But the Trion Combi laser slit lamp has even more to offer: as a powerful diagnostic slit lamp it further extends the range of possibilities of your VISULAS Trion Combi.

One investment. Many possibilities.

The VISULAS Trion Combi gives you the full range offered by a versatile coagulation laser for the treatment of retinal disorders. Its three different colors mean that you always have the appropriate wavelength for all clinical cases at your disposal.

The VISULAS YAG III laser is perfectly designed for applications in the anterior segment. Capsulotomies can be carried out accurately and with minimum discomfort to the patient, using the lowest possible levels of power.

* Not for sale in the U.S.



Detachable display of VISULAS Trion Combi



*Endoprobes 20g, 23g, 25g **




visuLAS
YAG III

AUSSTREICHUNG
FÜR LASERSTRAHLUNG



Technical data

	VISULAS YAG III	VISULAS YAG III Combi	VISULAS Trion Combi
Disruption laser	VISULAS YAG III	VISULAS YAG III	VISULAS YAG III
Laser wavelength	1064 nm	1064 nm	1064 nm
Mode	Super-Gaussian	Super-Gaussian	Super-Gaussian
Optical breakdown	Typically 2.5 mJ in air	Typically 2.5 mJ in air	Typically 2.5 mJ in air
Pulse length	< 4 ns (typically 2-3 ns)	< 4 ns (typically 2-3 ns)	< 4 ns (typically 2-3 ns)
Max. laser energy	Single pulse: typically 10 mJ, double pulse: typically 23 mJ, triple pulse: typically 35 mJ	Single pulse: typically 10 mJ, double pulse: typically 23 mJ, triple pulse: typically 35 mJ	Single pulse: typically 10 mJ, double pulse: typically 23 mJ, triple pulse: typically 35 mJ
Energy attenuation	22 levels	22 levels	22 levels
Pulse repetition frequency	Max. 2.5 Hz	Max. 2.5 Hz	Max. 2.5 Hz
Focus diameter	10 µm in air	10 µm in air	10 µm in air
Exit aperture angle	16°	16°	16°
Aiming beam	Diode approx. 670 nm, power 5 µW-150 µW; 4-point aiming beam focusing system	Diode approx. 670 nm, power 5 µW-150 µW; 4-point aiming beam focusing system	Diode approx. 670 nm, power 5 µW-150 µW; 4-point aiming beam focusing system
Focus shift	Variable: +150 µm; 0; -150 µm	Variable: +150 µm; 0; -150 µm	Variable: +150 µm; 0; -150 µm
Electrical connection	100-240 V, 50/60 Hz	100-240 V, 50/60 Hz	100-240 V, 50/60 Hz
Control panel dimensions	(H 135 x W 210 x D 330) mm (H 5.3 x W 8.3 x D 13.0) inches	(H 135 x W 210 x D 330) mm (H 5.3 x W 8.3 x D 13.0) inches	(H 135 x W 210 x D 330) mm (H 5.3 x W 8.3 x D 13.0) inches
Control panel weight	4 kg (8.8 lbs)	4 kg (8.8 lbs)	4 kg (8.8 lbs)
Coagulation laser		VISULAS 532s	VISULAS Trion
Laser type	—	Frequency doubled solid state laser	Frequency doubled solid state laser
Max. power at cornea	—	1.5 W (GREEN, 532 nm)	1.5 W (GREEN, 532 nm), 0.8 W (YELLOW, 561 nm), 1.0 W (RED, 659 nm)
Aiming beam	—	Diode, 620-650 nm, adjustable brightness, max. 1 mW	Diode, 620-650 nm, adjustable brightness, max. 1 mW
Pulse duration	—	Adjustable, 10-2,500 ms, cw, single pulse or auto-repetitive	Adjustable, 10-3,000 ms, single pulse or auto-repetitive
Electrical connection	—	100-240 V, 50/60 Hz	100-240 V, 50/60 Hz
Laser console dimensions	—	(H 150 x W 300 x D 400) mm (H 5.9 x W 11.8 x D 15.7) inches	(H 785 x W 330 x D 670) mm (H 30.9 x W 13.0 x D 26.4) inches
Laser console weight	—	14 kg (30.9 lbs)	48 kg (105.8 lbs)
Laser slit lamp	LSL YAG III	LSL YAG III Combi	LSL Trion Combi
Laser beam delivery of coagulation laser	—	Coaxially with slit illumination system	Coaxially with slit illumination system
Laser spot diameter of coagulation laser	—	Continuously adjustable, 50-1,000 µm (without contact lens), parfocal, larger spot diameters depending on contact lens used	Continuously adjustable, 50-1,000 µm (without contact lens), parfocal, larger spot diameters depending on contact lens used
Magnification	5 / 8 / 12 / 20 / 32 x	5 / 8 / 12 / 20 / 32 x	5 / 8 / 12 / 20 / 32 x
Illumination	12 V, 30 W, brightness continuously adjustable	12 V, 30 W, brightness continuously adjustable	12 V, 30 W, brightness continuously adjustable
Slit length control	Slit length: variable in steps of 1/3/5/9/14 mm Slit width: continuously adjustable from 0 to 14 mm Slit image rotation: 0°, ±45°, 90°	Slit length: variable in steps of 1/3/5/9/14 mm Slit width: continuously adjustable from 0 to 14 mm Slit image rotation: 0°, ±45°, 90°	Slit length: variable in steps of 1/3/5/9/14 mm Slit width: continuously adjustable from 0 to 14 mm Slit image rotation: 0°, ±45°, 90°
Physician's safety filter	Color fidelity	Color fidelity, ClearView	Color fidelity, ClearView
Micromanipulator	—	Servo-electric	Servo-electric
Dimensions	(H 623 x W 350 x D 400) mm (H 24.5 x W 13.8 x D 15.7) inches	(H 623 x W 350 x D 400) mm (H 24.5 x W 13.8 x D 15.7) inches	(H 623 x W 350 x D 400) mm (H 24.5 x W 13.8 x D 15.7) inches
Weight	11 kg (24.2 lbs)	12 kg (26.5 lbs)	12 kg (26.5 lbs)



Your local contact:

Argentina

Carl Zeiss Argentina S.A.
Calle Nahuel Huapi 4015 / 25
C1430 BCO Buenos Aires
Argentina
Phone: +54 11 45 45 66 61
bruzzi@zeiss.com.ar

Australia

Carl Zeiss Pty Ltd
Tenancy Office 4, Level 1
40-52 Talavera Road
North Ryde NSW 2113
Australia
Phone: +61 2 9020 1333
med@zeiss.com

Austria

Carl Zeiss GmbH
Laxenburger Str. 2
1100 Vienna
Austria
Phone: +43 1 79 51 80
austria@zeiss.org

Belgium

Carl Zeiss NV-SA
Ikaroslaan 49
1930 Zaventem
Belgium
Phone: +32 2 719 39 11
info@zeiss.be

Brazil

Carl Zeiss do Brasil Ltda.
Av. Nações Unidas, 21711
CEP04795-100 São Paulo
Brazil
Phone: +55 11 5693 5521
medbrasil@zeiss.org

Canada

Carl Zeiss Canada Ltd.
45 Valleybrook Drive
Toronto, ON M3B 2S6
Canada
Phone: +1 800 387 8037
micro@zeiss.com

China

Carl Zeiss Shanghai Co. Ltd.
1/f., Ke Yuan Building
11 Ri Yin Nan Road
Waigaoqiao Free Trade Zone
2005 Yang Gao Bei Road
Shanghai 200131
China
Phone: +86 21 5048 17 17
sro@zeiss.com.cn

Czech Republic

Carl Zeiss spol. s.r.o.
Radlická 14/3201
150 00 Prague 5
Czech Republic
Phone: +420 233 101 221
zeiss@zeiss.cz

France

Carl Zeiss Meditec France SAS
60, route de Sartrouville
78230 Le Pecq
France
Phone: +33 1 34 80 21 00
med@zeiss.fr

Germany

Carl Zeiss Meditec VG mbH
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Germany
Phone: +49 7364 20 6000
vertrieb@meditec.zeiss.com
Surgical Ophthalmology:
Phone: +49 800 470 50 30
iol.order@meditec.zeiss.com

Hong Kong

Carl Zeiss Far East Co. Ltd.
Units 11-12, 25/F
Tower 2, Ever Gain Plaza
No. 88 Container Port Road
Kwai Chung
Hong Kong
Phone: +852 2332 0402
czfe@zeiss.com.hk

India

Carl Zeiss India Pvt. Ltd.
22, Kensington Road
Ulsoor
Bangalore 560 008
India
Phone: +91 80 2557 88 88
info@zeiss.co.in

Italy

Carl Zeiss S.p.A.
Viale delle Industrie 20
20020 Arese (Milan)
Italy
Phone: +39 02 93773 1
infomed@zeiss.it

Japan

Carl Zeiss Meditec Japan Co. Ltd.
Shinjuku Ku
Tokyo 160-0003
22 Honchio-Cho
Japan
Ophthalmic instruments:
Phone: +81 3 33 55 0331
medsales@zeiss.co.jp
Surgical instruments:
Phone: +81 3 33 55 0341
cmskoho@zeiss.co.jp

Malaysia

Carl Zeiss Sdn Bhd.
Lot2, Jalan 243/51 A
46100 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan
Malaysia
Phone: +60 3 7877 50 58
malaysia@zeiss.com.sg

Mexico

Carl Zeiss de México S.A. de C.V.
Avenida Miguel Angel de Quevedo
496
04010 Mexico City
Mexico
Phone: +52 55 59 99 0200
cz-mexico@zeiss.org

Netherlands

Carl Zeiss B.V.
Trapezium 300
Postbus 310
3364 DL Sliedrecht
Netherlands
Phone: +31 184 43 34 00
info@zeiss.nl

New Zealand

Carl Zeiss (N.Z.) Ltd.
15B Paramount Drive
P.O. Box 121 - 1001
Henderson, Auckland 0650
New Zealand
Phone: +64 9 838 5626
med@zeiss.com

Poland

Carl Zeiss sp. z o.o.
ul. Lopuszanska 32
02-220 Warsaw
Poland
Phone: +48 22 858 2343
medycyna@zeiss.pl

Singapore

Carl Zeiss Ptd. Ltd.
50 Kaki Bukit Place
Singapore 415926
Singapore
Phone: +65 6741 9600
info@zeiss.com.sg

South Africa

Carl Zeiss (Pty.) Ltd.
363 Oak Avenue
Ferndale
Randburg 2194
South Africa
Phone: +27 11 886 9510
info@zeiss.co.za

South Korea

Carl Zeiss Co. Ltd.
Seoul 121-828
Mapo-gu
141-1, Sangsu-dong
2F, BR Elitel Bldg.
South Korea
Phone: +82 2 3140 2600
korea@zeiss.co.kr

Spain

Carl Zeiss Meditec Iberia S.A.U.
Ronda de Poniente, 15
Tres Cantos
28760 Madrid
Spain
Phone: +34 91 203 37 00
info@zeiss.es

Sweden

Carl Zeiss AB
Tegeluddsvaegen 76
10254 Stockholm
Sweden
Phone: +46 84 59 25 00
info@zeiss.se

Switzerland

Carl Zeiss AG
Feldbachstrasse 81
8714 Feldbach
Switzerland
Phone: +41 55 254 7534
med@zeiss.ch

Thailand

Carl Zeiss Thailand
Floor 8, Thosapol Land Building 2
230 Ratchadapisek Road
Huaykwang, Bangkok 10310
Thailand
Phone: +66 2 2 74 06 43
thailand@zeiss.com.sg

United Kingdom

Carl Zeiss Ltd.
15-20 Woodfield Road
Welwyn Garden City
Hertfordshire, AL7 1JQ
United Kingdom
Phone: +44 1707 871200
info@zeiss.co.uk

United States of America

Carl Zeiss Meditec, Inc.
5160 Hacienda Drive
Dublin, CA 94568
USA
Phone: +1 925 557 4100
info@meditec.zeiss.com



Carl Zeiss Meditec AG

Goeschswitzer Strasse 51–52

07745 Jena

Germany

www.meditec.zeiss.com

www.meditec.zeiss.com/visulas

Publication No: 000000-1990-170 LAS.4150 Printed in Germany CZ-X/2012
The contents of the brochure may differ from the current status of approval of the product in your country. Please contact our regional representative for more information.
Subject to change in design and scope of delivery and as a result of ongoing technical development. VISULAS is either trademark or registered trademark of Carl Zeiss Meditec AG in Germany and/or other countries. Printed on elemental chlorine-free bleached paper.
© 2012 by Carl Zeiss Meditec AG. All copyrights reserved.

A. Jenis Investasi (Pembebanan 1 kali)

No	Jenis Investasi	Satuan	Jumlah
1	Tanah & Bangunan	Meter	7 X 3
2	Alat Laser	Pcs	1
3	Lemari	Pcs	1
4	Peralatan Kantor	Set	1
5	Diklat	Orang	3
6	Biaya Lain – lain 3%	-	3%
Total			

B. OPERASIONAL (Pembebanan dalam 1 tahun)

No	Biaya	Satuan	Jumlah
1	Personalia	Orang	2
2	Pemeliharaan	%	13%
3	Perlengkapan kantor	Paket	1
4	Listrik	Kwh	6.000
Total			

C. Perhitungan NPV, IRR & BCR

Besar Pinjaman	30 % dari Total Investasi	
Waktu	Tahun ke	Pendapatan
Investasi Akhir Tahun	0	(771.377.989)
Akhir Tahun 2024	1	851.184.000
Akhir Tahun 2025	2	851.184.000
Akhir Tahun 2026	3	851.184.000
Akhir Tahun 2027	4	851.184.000
Akhir Tahun 2028	5	851.184.000
Akhir Tahun 2029	6	851.184.000
Akhir Tahun 2030	7	851.184.000
Akhir Tahun 2031	8	851.184.000
Suku bunga saat ini		6%
Net Present Value		Rp4.258.772.779,33
Internal Rate of Return		110,05%
Profitability Indeks		6,52099339
Payback Period		0,906
Waktu	Tahun ke	Investasi
Investasi Akhir Tahun	0	771.377.989
Akhir Tahun 2024	1	(79.806.011)
Akhir Tahun 2025	2	(930.990.011)

Akhir Tahun 2026	3	(1.782.174.011)
Akhir Tahun 2027	4	(2.633.358.011)
Akhir Tahun 2028	5	(3.484.542.011)
Akhir Tahun 2029	6	(4.335.726.011)
Akhir Tahun 2030	7	(5.186.910.011)
Akhir Tahun 2031	8	(6.038.094.011)

D.ANALISA

Pengembangan Layanan Laser Visulas YAG secara ekonomi layak untuk dilakukan
 Nilai Net Present Value > 0 dibandingkan modal/investasi awal yaitu NPV = sebesar
 Nilai Internal Rate of Return > 12 % yaitu 110.05%
 Pay Back Period (PBP) yaitu 0 tahun 9 bulan

Hasil perhitungan IRR menunjukkan prosentase 110% (internal rate of return lebih I
 Pembuatan layanan laser ini layak untuk direalisasikan
 Berdasarkan hasil analisis Pay Back Period dengan total biaya investasi Rp771.37
 modal titik impas / tahap di mana pendapatan sama dengan biaya operasional di ta

(satuan) Rp	Harga	
7.631.049	209.243.373	
498.000.000	498.000.000	include PPn
2.159.000	2.159.000	
43.161.519	43.161.519	
-	-	
752.563.892	18.814.097	
	771.377.989	

(satuan) Rp	Harga
225.858.396	225.858.396
62.250.000	62.250.000
36.472.869	36.472.869
1.700	122.400.000
	446.981.265

Noted Pendapatan:

Dengan Asumsi jumlah pasien per tahun dengan Harga start 2.364.400

Pelayanan tindakan dalam 1 bulan 30 kali, 360 kali dalam 1 tahun

Target pemeriksaan minimal

Tahun ke-1 : 30 pemeriksaan per bulan.	360	2.364.400	851.184.000
Tahun ke-2 : 30 pemeriksaan per bulan.	360	2.364.400	851.184.000
Tahun ke-3 : 30 pemeriksaan per bulan.	360	2.364.400	851.184.000
Tahun ke-4 : 30 pemeriksaan per bulan.	360	2.364.400	851.184.000
Tahun ke-5 : 30 pemeriksaan per bulan.	360	2.364.400	851.184.000
Tahun ke-6 : 30 pemeriksaan per bulan.	360	2.364.400	851.184.000
Tahun ke-7 : 30 pemeriksaan per bulan.	360	2.364.400	851.184.000
Tahun ke-8 : 30 pemeriksaan per bulan.	360	2.364.400	851.184.000

1, dengan analisa ekonomis sebagai berikut :
Rp. 4.258.772.779

besar daripada bunga bank 6% per tahun) sehingga

7.989 dapat ketahui bahwa tingkat pengembalian
tahun ke - 0 lebih 9 bulan