

Malang, 04 Januari 2024

Nomor : 008/I-PM/DIR/II/2024
Lampiran : 7 Halaman
Perihal : Pengajuan Perbaikan Alat CT-Scan Pihak ke-3

Kepada Yth
Ibu Endang Susilowati
Direktur Utama PT. Disa Prima Medika
di Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan terjadinya kerusakan pada CPU CIRS Error (Instal Ulang Aplikasi), sudah dipandu oleh teknisi dari Philips (atas nama Mas Andrian dan Mas Wispy), maka kami mengajukan perbaikan pada pihak ke-3 (PT. Philips Indonesia) selaku pemegang merk alat CT-Scan tersebut.

Adapun spesifikasi alat : PHILIPS / CT-Scan Ingenuity CT, Serial Number 333198

Demikian surat pengajuan perbaikan alat CT-Scan ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Ekowati S.K.P,MMRS

Tembusan :

1. Kabid Penunjang Medis
2. Kabid Pelayanan
3. Kabid Umum dan Keuangan
4. Ka Ins Radiologi
5. Ka Ins IPSRS





PENGAJUAN PERBAIKAN ALKES RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NO : 007/I-PNJ/IPSRs/I/2024

Tanggal		04 Januari 2024																																															
Pengajuan Dari Unit*		IPSRs																																															
Alasan Pengajuan		Pelayanan CT-Scan dapat dibuka kembali																																															
I.DATA BARANG DAN SUPLIER																																																	
1	No	Nama Alat	Jumlah																																														
	1	CPU CIRS (CT Scan)	1 Unit																																														
2	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	Digunakan untuk melakukan diagnosis atau deteksi penyakit. Beberapa contoh kondisi yang memerlukan diagnosis menggunakan CT scan adalah: Gangguan otot dan tulang, seperti tumor tulang dan patah tulang. Kanker, penyakit jantung dan paru-paru, stroke, serta penyakit hati.																																															
3	Penempatan alat**	Ruang CT-Scan																																															
4	Merk/Tipe**	PHILIPS / CT-Scan Ingenuity CT																																															
5	Spesifikasi**	<table><tr><td>Features</td><td>Specifications</td></tr><tr><td>TUBE</td><td></td></tr><tr><td>Anode Heat Capacity</td><td>8.0 MHU</td></tr><tr><td>Maximum anode cooling rate</td><td>1,608 kHU / min</td></tr><tr><td>Focal Spot</td><td>Small 0.5 x 1.0 ; Large 1.0 x 1.0</td></tr><tr><td>Anode rotation speed</td><td>105 Hz (6,300 rpm)</td></tr><tr><td>GANTRY</td><td></td></tr><tr><td>Rotation Time</td><td>0.4, 0.5, 0.75, 1, 1.5 seconds for 360° scans ; 0.28, 0.33 seconds for partial angle 240° scans, effective cardiac rotation time 0.3 seconds</td></tr><tr><td>Aperture</td><td></td></tr><tr><td>Gantry Tilt</td><td>700 mm -30° to +30° with 0.5° increments</td></tr><tr><td>COUCH</td><td></td></tr><tr><td>Maximum Scannable range</td><td>1,750 mm</td></tr><tr><td>Pitch</td><td>0.04 -1.5</td></tr><tr><td>Longitudinal speed</td><td>0.5 mm /s – 185 mm/s</td></tr><tr><td>Lowest table height</td><td>579 mm</td></tr><tr><td>Maximum load capacity</td><td>204 kg</td></tr><tr><td>GENERATOR</td><td></td></tr><tr><td>Power Rating</td><td>80 kW</td></tr><tr><td>kVp setting</td><td>80, 100, 120, 140</td></tr><tr><td>mA range (step size)</td><td>20 – 665 (1 mA steps)</td></tr><tr><td>DETECTOR</td><td></td></tr><tr><td>Slice</td><td>64 Slice</td></tr><tr><td>Coverage</td><td>40 mm</td></tr></table>		Features	Specifications	TUBE		Anode Heat Capacity	8.0 MHU	Maximum anode cooling rate	1,608 kHU / min	Focal Spot	Small 0.5 x 1.0 ; Large 1.0 x 1.0	Anode rotation speed	105 Hz (6,300 rpm)	GANTRY		Rotation Time	0.4, 0.5, 0.75, 1, 1.5 seconds for 360° scans ; 0.28, 0.33 seconds for partial angle 240° scans, effective cardiac rotation time 0.3 seconds	Aperture		Gantry Tilt	700 mm -30° to +30° with 0.5° increments	COUCH		Maximum Scannable range	1,750 mm	Pitch	0.04 -1.5	Longitudinal speed	0.5 mm /s – 185 mm/s	Lowest table height	579 mm	Maximum load capacity	204 kg	GENERATOR		Power Rating	80 kW	kVp setting	80, 100, 120, 140	mA range (step size)	20 – 665 (1 mA steps)	DETECTOR		Slice	64 Slice	Coverage	40 mm
Features	Specifications																																																
TUBE																																																	
Anode Heat Capacity	8.0 MHU																																																
Maximum anode cooling rate	1,608 kHU / min																																																
Focal Spot	Small 0.5 x 1.0 ; Large 1.0 x 1.0																																																
Anode rotation speed	105 Hz (6,300 rpm)																																																
GANTRY																																																	
Rotation Time	0.4, 0.5, 0.75, 1, 1.5 seconds for 360° scans ; 0.28, 0.33 seconds for partial angle 240° scans, effective cardiac rotation time 0.3 seconds																																																
Aperture																																																	
Gantry Tilt	700 mm -30° to +30° with 0.5° increments																																																
COUCH																																																	
Maximum Scannable range	1,750 mm																																																
Pitch	0.04 -1.5																																																
Longitudinal speed	0.5 mm /s – 185 mm/s																																																
Lowest table height	579 mm																																																
Maximum load capacity	204 kg																																																
GENERATOR																																																	
Power Rating	80 kW																																																
kVp setting	80, 100, 120, 140																																																
mA range (step size)	20 – 665 (1 mA steps)																																																
DETECTOR																																																	
Slice	64 Slice																																																
Coverage	40 mm																																																



Slice Thickness (helical mode)	0.67 mm – 5 mm
Slice Thickness (axial mode)	0.625 mm – 12.5 mm
Scan Angles	240°, 360°, 420°
Scan field of view	250 mm, 500 mm
IMAGE QUALITY	
Spatial resolution	Ultra high mode 24 lp/cm
Low contrast resolution	4.0 mm @ 0.3% @ 14.1 mGy CTDIvol
Image noise	0.27% at 120 kV, 250 mAs, 10 mm slice thickness
Absorption range	-1,024 to +3,071 Hounsfield units
RECONSTRUCTION	
Reconstruction Speed	40 IPS
Standard Reconstruction Matrix	512 x 512
Ultra High Reconstruction Matrix	768 x 768 ; 1.024 x 1.204
Iterative Reconstruction	iDose 4 Premium Package – improve image quality and metal artifact reduction
FEATURES	
iDose4	Improve spatial resolution and or reduction at low dose Improve image quality through artifact prevention and increased spatial resolution at low dose,
OMAR	reduces artifacts caused by large orthopedic implants System will automatically determine the optimal rotation time, pitch and collimation to deliver the best result automatically
iPatient	
Dose Management	DoseRight Index (DRI) CT Dose Check DICOM structured reporting/IHE REM Profile DoseRight Automatic Current Selection DoseRight Angular Dose Modulation DoseRight Z-DOM (longitudinal dose modulation) 3D-DOM (combines angular and longitudinal info to modulate dose in 3D) Dedicated Pediatric Protocols Locking Protocols Dose Display and reports Dose Performance Data
CONSOLE	
Operating System	Windows
Monitor	2 x 19" Monitor
Resolution	1280 x 1024
Remote control from console	Table : Up/Down, In/Out, Emergency stop, x-ray indicator, Start button, Pause button
DICOM	DICOM 3.0 compliant image format
WORKSTATION	
Type	Stand Alone
Monitor	2 x 24" Monitor
Operating System	Windows





		Advanced Softwares Auto Cardiac segmentation Globe View IVUS like View Easy Stenosis calculation Volume Rendering Coronary tree extraction Vessel visualization Slab tools (including cut planes) LV Functional Assessment Cine Mode ENd Systolic Volume (ESV) calculation End Diastolic Volume (EDV) calculation Cardiac Output Ejection Fraction (EF) Calcium Scoring Advanced Vessel Analysis Automatic Bone Removal Accessories & Support Dual Head Injector Included DICOM Printer Included Colour Paper Printer for reporting Included Lead Glass 100 x 120 Included UPS Included Service & Warranty 2 (two) years On-Site Training 2 (two) times (Basic Training & Advanced Training)			
Yang Mengajukan IPSRS	Kabid Yanmed	Kabid Jangmed	Kabid Umum dan Keuangan	Direktur RS	
 Fuat Krisnanto, AMd, TEM	 dr. Nur Mazidah	 Putri Indah Purnama Sari, AMd, Keb	 dr. Endy Wira Pradana, MMRS	 dr. Ekowati S.K.P., MMRS	
TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA					

*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap



LAMPIRAN



FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT


Tanggal Pengaduan : 3.1.1.2024
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : Radiologi

Perihal *) : ☒ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan





No	Nama Barang	Identitas Barang	
	CT - Scan	Kode Inventaris	:
		Merk	: philips
		Type	: ingenuity
		Nomor Seri	: 333198
		Warna	: putih
		Lain - lain	:

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 3-4 / 1 / 2024	- instal ulang aplikasi CT-Scan - panggil teknisi PT. Philips Indonesia
Spare part yang rusak	: CPU CIRS	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
 (Anu Bintan)	 (Fushk)	 (Fu'adik)	 (Pueri)	 (Ka. Gudang Umum/Farmasi)
Ka. Unit	Petugas Alat	Ka. IPSRS	Kabid Penunjang Medis	Ka. Gudang Umum/Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.





e-QUOTATION

To : RS PRIMA HUSADA
Jl. Banjararum Selatan 3
Mondoroko - Singosari
Malang. 67161.
Phone: 0341 - 458679

Date : 10 Januari 2024
Number : QA/240100027
Inquiry : Phone Call.
CRM : 205ECRYERU

Subject : Quotation for Engineer onsite.

Attn : Direktur
info@rs-primahusada.com

Nb	Part Number/Description	Unit Price (IDR)	Disc	Qty	Total (IDR)
1	IS Onetime Onsite Labor only <i>System: Philips Ingenuity CT 64</i> <i>SN : 333198</i> <i>Symptom: CIRS not connection</i> <i>Delivery Packaging</i>	21.500.000	10,0%	1	19.350.000
Subtotal (IDR)					19.350.000
Shipment Handling (IDR)					0
Insurance (IDR)					0
VAT 11% (IDR)					2.128.500
Total (IDR)					21.478.500

Said: twenty-one million, four hundred seventy-eight thousand, five hundred rupiah

Date	: 10 Januari 2024
Number	: QA/240100027

Note

Sales: Zenny Kusminanto, phone: 0855 300 6914, email: zenny.kusminanto@berca-indonesia.com

Approved by: -

Please reference this eQuotation number when placing order, also mention NPWP and enduser location.

Terms & Conditions

Delivery time : 2 Week, after receive official Purchase Order.

Term of Payment : 100% After Engineer onsite to check and repair the system.

Quotation Validity : 4 Weeks, against Quotation date.

Warranty : -

Delivery Franco : RS Prima Husada Malang

Sincerely yours,

BERCA eSTORE

This quotation is automatically generated, signature is not required.