

BERITA ACARA KERUSAKAN


NOMOR : 255 / RSPHS / I - BAC / IPSRS / V / 2026

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada Tanggal 06 Bulan Mei Tahun 2026 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Treadmile
Merk/Type Alat	:	Mortara / Q Stress
Ruang/Unit	:	Poli Jantung
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	Treadmile saat di gunakan mesin / motor treadmile bunyi tok tok dan mesin tidak bisa jalan.
Analisa	:	Motor Treadmile bunyi tok tok dan tidak bisa berjalan bisa di sebabkan karena motor sudah tidak normal / sudah lemah bisa juga di sebabkan karena catu daya yang sudah melemah.
Perbaikan	:	1 Internal RSV 2 Perlu pemanggilan oleh vendor PT Glomeda untuk penggantian Motor dynamo lebih memastikan kerusakannya.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 06 – 05 - 2026

Teknisi	Dir. Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
				
(Sulyanto AmdTekMed)	(Wulandari)	(Ns. Sisca Puspitasari, S.Kep)	(Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)

DOKUMENTASI



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : _____

Tanggal	06 Mei 2026				
Pengajuan Dari Unit*	Poli Jantung				
Alasan Pengajuan	Untuk penggantian spare part yang rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Motor / Dinamo penggerak Treadmile	1 Pcs	0	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Motor / Dinamo untuk mengerakkan treadmile bisa berjalan.			
3.	Penempatan alat**	1. Motor / Dinamo berada di treadmile poli jantung			
4.	Merk/Tipe**	1. Mortara / Q Stress			
5.	Spesifikasi**	1. Motor / Dinamo : Model PMC5FA-00101- 03			
Yang Mengajukan	Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Penunjang Medis	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui PLT Direktur	
					
(Sulyanto Amd TekMed)	(Wulandari)	(Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	(Ns.Sisca Puspitasari, S.Kep)	(Heni Indra W, S.Kep, M. Kep)	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					

Dokumentasi

