

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	BACKUP DAN RESTORE DATABASE		
	No. Dokumen 152.1/RSPHS/I-SPO/DIR/III/2023	No.Revisi 00	Halaman 1/1
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 1 Maret 2023	Ditetapkan Oleh : Direktur RS. Prima Husada  dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS	
Pengertian	Proses yang dilakukan untuk membuat cadangan database (<i>backup</i>) dan melakukan pemulihan (<i>restore</i>). Proses <i>backup</i> yang dilakukan ada 3 jenis yaitu <i>backup</i> otomatis, <i>backup</i> otomatis eksternal dan <i>backup</i> manual.		
Tujuan	Mendeskripsikan prosedur bagi unit kerja SIMRS dalam melakukan upaya <i>backup</i> dan <i>restore</i> supaya Rumah Sakit memiliki cadangan database jika terjadi permasalahan		
Kebijakan	Pedoman Pelayanan SIMRS 2023 Nomor : 085.1/RSPHS/I-PER/DIR/II/2023		
Prosedur	1. Backup otomatis internal a. Backup otomatis akan dilakukan secara berkala setiap jam 02.00 setiap hari b. Data hasil backup otomatis disimpan pada DirektoryD:/Bakup/Backup Daily pada komputer server. File backup disimpan selama 30 hari 2. Backup otomatis eksternal a. Selain backup otomatis internal, juga dilakukan backup otomatis external yaitu backup dilakukan ke Google Drive, yang akan dilakukan sinkronisasi data setiap selesai proses backup internal b. Data hasil backup otomatis disimpan pada DirektoryD:/Backup/Backup Active pada komputer server 3. Backup manual a. Jadwalkan proses backup manual b. Lakukan pada jam yang tidak sibuk (diatas jam 22.00 sampai dengan jam 05.00) c. Lakukan prose sbakup dengan menggunakan aplikasi pgAdmin, simpan pada direktory D:/Backup/Backup daily d. Beri nama file backup dengan format simrs_rsphs_YYYYMMDD_HHNN.backup. e. Tunggu sampai proses backup selesai, kemudian copy-kan file ke Server Backup di Direktory Z:/DBBackup sebagai cadangan kedua 4. Restore database a. Buat kan satu database baru untuk menampung hasil restore data b. Pilih database yang baru saja dibuat di poin a c. Pilih backup yang akan di restore (dari proses backup otomatatis maupun backup manual) d. Tunggu sampai proses restore selesai e. Lakukan pengecekan data hasil restore		
Unit Terkait	Unit SIMRS		