

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PROSEDUR MEMULAI TINDAKAN HEMODIALISIS		
	No. Dokumen 126/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/3

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 3 Februari 2025 Ditetapkan Oleh Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
Pengertian	Memulai tindakan hemodialisis merupakan prosedur awal yang dilakukan saat memulai hemodialisis. Prosedur tersebut diantaranya mencakup pemrograman pada mesin HD serta menghubungkan sirkulasi darah pasien dengan sirkulasi ekstrakorporeal
Tujuan	Untuk tindakan hemodialisis aman, tepat, dan nyaman
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada tentang Pedoman Pelayanan Dialisis di Instalasi Hemodialisa 755/RSPHS/I-PER/DIR/VI/2024
Prosedur	A. Persiapan alat 1. Mesin hemodialisis yang sudah siap digunakan dan sudah diprogram sesuai pengkajian awal 2. Gelas ukur 3. Alat pelindung diri (APD) 4. Spuit 20 cc yang sudah terisi heparin 5. Alat tulis B. Persiapan mesin dan pemrograman mesin HD 1. Cuci tangan 2. Gunakan APD 3. Nyalakan aliran Listrik 4. Buka kran air RO 5. Nyalakan tombol power utama pada mesin. Menekan tombol on/off pada mesin 6. Pasang konsentrat <i>acid</i> dan bikarbonat. 7. Tekan “PREP”, tunggu sampai dengan “BY PASS” tidak aktif atau “PERP COMP” 8. Lakukan <i>priming</i> dan <i>soaking</i> pada mesin HD 9. Lihat resep HD dari DPJP 10. Evaluasi ulang kenaikan BB pasien, ada tidaknya perdarahan, tanda <i>overload</i> cairan, serta TTV pasien 11. Lakukan setting mesin, diantaranya mencakup ultrafiltration (UF) <i>goal</i>, profil ultrafiltrasi, durasi dialisis, Kt/v, kecepatan <i>blood pump</i> (QB), kecepatan dialisat (QD), serta heparinisasi

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PROSEDUR MEMULAI TINDAKAN HEMODIALISIS		
	No. Dokumen 126/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	No. Revisi 00	Halaman 2/3
	C. Pemasangan akses vaskular Pemasangan akses vaskular didasarkan pada jenis akses vaskular yang dipakai oleh pasien. Penjelasan rinci terkait pemasangan akses vaskular dijelaskan pada SPO lain. D. Menghubungkan sirkulasi darah pasien dengan sirkulasi ekstrakorporeal 1. Pasang heparin <i>continuous (syringe)</i> pada mesin hemodialisa 2. Lakukan identifikasi pasien dengan memastikan identitas pasien sama dengan identitas dialiser 3. Turunkan QB sampai “nol/0” mL/menit 4. Matikan pompa darah 5. Klem selang darah arteri dan vena 6. Lepaskan sambungan konektor selang darah arteri dan vena 7. Selang darah arteri dihubungkan dengan akses inlet pasien 8. Buka klem pada ujung selang darah vena, kemudian letakkan di gelas ukur. Pastikan kondisi konektor tetap dalam keadaan tertutup. 9. Buka klem selang darah arteri dan buka klem akses inlet. 10. Jalankan pompa darah dengan kecepatan 100-150 mL/menit. 11. Atur <i>chamber bubble trap</i> sampai terisi $\frac{3}{4}$ bagian. 12. Apabila darah sudah mencapai selang darah vena, matikan pompa darah dan klem selang darah vena secara bersamaan, kemudian turunkan <i>blood pump</i> sampai “nol/0” mL/menit. 13. Ujung selang darah vena dihubungkan dengan akses outlet pasien. Pastikan tidak terdapat gelembung udara yang masuk. 14. Perhatikan: - Buka klem selang darah vena - Buka klem akses outlet - Buka detektor vena - Nyalakan <i>blood pump</i> mulai dari “nol/0” kemudian naikan perlahan hingga kecepatan 100-150mL/menit terlebih dahulu 15. Lakukan bolus awal heparin sesuai dengan pengkajian awal 16. Selang darah arteri dan vena difiksasi sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak menyulitkan dan aman bagi pergerakan pasien 17. Tekan “dialisis” pada mesin untuk memulai dialisis 18. Naikkan kecepatan aliran darah perlahan sampai 200-250 mL/menit atau sesuai resep DPJP 19. Pastikan detektor udara dan heparinisasi menyala 20. Rapihan alat		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PROSEDUR MEMULAI TINDAKAN HEMODIALISIS		
	No. Dokumen 126/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	No. Revisi 00	Halaman 3/3
	21. Lepaskan sarung tangan 22. Lakukan cuci tangan 23. Dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan		
Unit Terkait	Unit Dialisis		