

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGAMBILAN SAMPEL DARAH PADA PASIEN HEMODIALISIS		
	No. Dokumen 131/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 3 Februari 2025	Ditetapkan Oleh Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
Pengertian	Mengambil sampel darah pre dan paska dialisis untuk kebutuhan pemeriksaan laboratorium	
Tujuan	<i>Menilai adekuasi hemodialisis</i>	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada tentang Pedoman Pelayanan Dialisis di Instalasi Hemodialisa 755/RSPHS/I-PER/DIR/VI/2024	
Prosedur	A. Persiapan alat dan bahan 1. Handscoon 2. Tabung sampel darah 3. Kapas alkohol 4. Sduit 3 cc 5. Formulir pemeriksaan laboratorium 6. Label identitas pasien B. Pengambilan sampel darah pre dialisis 1. Pastikan bahwa pengambilan sampel darah dilakukan diawal HD 2. Kaji ulang identitas dan sampaikan informasi tentang pemeriksaan yang akan dilakukan 3. Kaji ulang pemeriksaan darah yang dilakukan 4. Catat jenis pemeriksaan yang dilakukan pada formulir pemeriksaan laboratorium 5. Cuci tangan 6. Gunakan <i>handscoon</i> 7. Tekan tombol "RETRANS" 8. Stop aliran dialisat dengan cara menekan: "BY PASS" dan turunkan QB sampai 100 mL/menit 9. Bersihkan latek selang darah arteri dengan kapas alkohol 10. Ambil darah sesuai kebutuhan dengan menggunakan sduit 3 cc pada latek arteri selang darah 11. Cabut jarum sduit dari latek arteri selang darah 12. Bersihkan kembali latek arteri selang darah dengan menggunakan kapas alkohol 13. Masukkan darah yang ada pada sduit ke dalam tabung	

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGAMBILAN SAMPEL DARAH PADA PASIEN HEMODIALISIS		
	No. Dokumen 131/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	No. Revisi 00	Halaman 2/2
	sampel darah 14. Alirkan cairan dialisat dengan menekan “BY PASS” 15. Mulai kembali dialisis dengan menekan kembali “RETRANS” 16. Naikkan kembali kecepatan QB sesuai dosis awal 17. Beri label identitas pada tabung sampel darah 18. Rapikan alat 19. Cuci tangan C. Pengambilan sampel darah paska dialisis – dilakukan +- 15 menit sebelum terminasi HD 1. Kaji ulang identitas dan sampaikan informasi tentang pemeriksaan yang akan dilakukan 2. Catat jenis pemeriksaan yang dilakukan pada formulir pemeriksaan laboratorium 3. Cuci tangan 4. Gunakan <i>handscoon</i> 5. Tekan tombol “RETRANS” 6. Stop aliran dialisat dengan cara menekan: “BY PASS” dan turunkan QB sampai 100 mL/menit selama 15 detik 7. Stop pompa sebelum sampel darah diambil 8. Bersihkan latek selang darah arteri dengan kapas alkohol 9. Ambil darah sesuai kebutuhan dengan menggunakan spuit 3 cc pada latek arteri selang darah 10. Cabut jarum spuit dari latek arteri selang darah 11. Bersihkan kembali latek arteri selang darah dengan menggunakan kapas alkohol 12. Masukkan darah yang ada pada spuit ke dalam tabung sampel darah 13. Alirkan cairan dialisat dengan menekan “BY PASS” 14. Mulai kembali dialisis dengan menekan kembali “RETRANS” 15. Naikkan kembali kecepatan QB sesuai dosis awal 16. Beri label identitas pada tabung sampel darah 17. Rapikan alat 18. Cuci tangan		
Unit Terkait	Unit Dialisis		