

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMELIHARAAN DEFIBILATOR		
	No. Dokumen 199/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 11 Februari 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
Pengertian	1. Prosedur dalam pemeliharaan alat defibulator 2. Defibulator adalah alat yang bisa mengalirkan arus listrik ke jantung saat terjadi gangguan irama jantung maupun <i>cardiac arrest</i> .	
Tujuan	1. Sebagai prosedur dalam pemeliharaan <i>defibulator</i> 2. Agar alat selalu dalam keadaan siap dan layak pakai, sehingga umur teknis menjadi lebih panjang.	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 053.1/RSPHS/I-PER/DIR/II/2025 tentang Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan	
Prosedur	A. Persiapan 1. Siapkan perintah kerja 2. Siapkan formulir laporan kerja B. Pelaksanaan 1. Cek dan bersihkan seluruh bagian alat 2. Lakukan kalibrasi internal a. Cek bagian <i>pads</i> b. Cek fungsi tombol dan cek display c. Cek bagian elektroda 3. Lakukan uji kinerja alat dan kalibrasi (1 tahun sekali)	
Unit terkait	1. IGD 2. ICU 3. IPSRS	