

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMELIHARAAN <i>NEBULIZER</i>		
	No. Dokumen 205/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 11 Februari 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
Pengertian	1. Prosedur tentang tata cara pemeliharaan <i>nebulizer</i> 2. Pemberian inhalasi uap dengan obat/tanpa obat menggunakan <i>nebulator</i>	
Tujuan	1. Sebagai prosedur dalam pemeliharaan <i>baby incubator</i> 2. Agar alat selalu dalam keadaan siap dan layak pakai, sehingga umur teknis menjadi lebih panjang.	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 053.1/RSPHS/I-PER/DIR/II/2025 tentang Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan	
Prosedur	A. Persiapan 1. Siapkan formulir laporan kerja 2. Siapkan bahan pemeliharaan, bahan operasional dan material bantu : a. Kain lap / kerlas tissue b. Cairan pembersih/ kuas 3. Pemberitahuan kepada <i>user</i> A. Pelaksanaan 1. Cek dan bersihkan seluruh bagian alat 2. Cek dan bersihkan <i>body</i> alat dengan tisu dan kain bersih 3. Cek dan bersihkan filter jika kotor 4. Pastikan alat berfungsi dengan baik 5. Jika terjadi kerusakan alat, segera laporkan ke IPSRS 6. Lakukan uji kinerja alat dan kalibrasi setiap 1 tahun sekali	
Unit terkait	1. IGD 2. IPSRS	