

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENATAAN INSTRUMEN OPERASI		
	No. Dokumen 935.25/RSPHS/I- SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 01 November 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep
Pengertian	Suatu cara perawat kamar operasi dalam mengatur tata letak instrumen saat persiapan alat di kamar operasi sesuai dengan kebutuhan.	
Tujuan	1. Sebagai acuan perawat dalam menata set instrumen operasi sesuai kebutuhan. 2. Agar petugas mudah untuk mendistribusikan instrumen saat operasi berlangsung.	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 037.1/RSPHS/E-PER/DIR/I/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Kamar Operasi	
Prosedur	1. Lakukan cuci tangan bedah. 2. Pakai gaun operasi steril lalu sarung tangan steril. 3. Beri alas pada meja instrumen dengan linen besar, dan dialasi dengan bahan yang tidak tembus cairan kemudian di atasnya di lapisi kembali dengan linen sedang. 4. Letakkan kotak set instrumen di atas meja instrumen. 5. Pasang sarung meja mayo, pasang alas steril (dengan bahan yang tidak tembus cairan seperti underpad steril) kemudian di atasnya dilapisi dengan linen kecil steril. 6. Susun instrumen secara sistematis dan sesuai dengan fungsi dari alat tersebut yang terdiri dari fungsi tajam (jauh dari jangkauan), fungsi pemegang, fungsi penjepit, dan fungsi pembuka. Berikut adalah susunannya a. Letakkan alat dengan instrumen benda tajam jauh dari jangkauan seperti handmess dan gunting. b. Letakkan fungsi pemegang disebelah fungsi benda tajam dan dekat dengan petugas seperti pinset anatomi dan pinset chirugis. c. Letakkan alat dengan fungsi penjepit seperti kocher dan pembuka seperti hack pada area yang sama dan dekat dengan petugas. d. Pilih alat yang perlu digunakan sesuai dengan kebutuhan operasi. 7. Setelah selesai tutup seluruh permukaan meja mayo dengan linen kecil, sedangkan meja instrumen tutup dengan linen sedang.	

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENATAAN INSTRUMEN OPERASI		
	No. Dokumen 935.25/RSPHS/I- SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 00	Halaman 2 / 2
Unit Terkait	Unit CSSD dan Laundry		