

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	MEMAKAI MASKER N 95		
	No. Dokumen 935.56/RSPHS/I-SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 01 Desember 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  Ns. Heni Indra W., S.Kep., M.Kep.	
Pengertian	1. Merupakan prosedur pemakaian masker N95 yang berguna untuk menghindari transmisi kuman melalui droplet infection. 2. Masker N95 adalah alat yang dapat membantu mencegah penyebaran virus dan bakterial dari satu orang ke orang lainnya melalui droplet infection.		
Tujuan	1. Sebagai acuan dalam memakai masker N95. 2. Merupakan salah satu cara untuk memakai masker N95 secara benar dan tepat. 3. Menjaga keselamatan diri sendiri dan pasien yang akan dirawat. 4. Menunjang keberhasilan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit. 5. Mencegah kontaminasi silang melalui udara (air borne) dan droplet. 6. Agar kegiatan terlaksana dengan efisien, efektif, konsisten, dan aman.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 1143/RSPHS/I-PER/DIR/XII/2025 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi		
Prosedur	Persiapan alat 1. Handwash 2. Masker N 95 3. Wastafel. 4. Air mengalir. 5. Sabun antiseptik. 6. Tissue/Handuk. 7. Hand Rub – Alkohol. Persiapan petugas Masker dipakai pertama kali sebelum memakai APD yang lain. Pelaksanaan prosedur 1. Lakukan cuci tangan 6 langkah. 2. Ambil masker N95 dari tempatnya. 3. Kendurkan tali elastis dengan menarik sekitar 2- 3 cm supaya tali elastis agak kendur. 4. Pegang bagian masker N95 dengan telapak tangan dengan bagian yang ada kepingan diantara jari-jari tangan. 5. Biarkan tali menjuntai ke bawah. 6. Tangkupkan masker dibawah dagu dan bagian kepingan logam ada di hidung.		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	MEMAKAI MASKER N 95		
	No. Dokumen 935.56/RSPHS/I- SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 00	Halaman 2/2
	7. Letakan tali elastis bagian atas ke belakang kepala bagian atas 8. Letakan tali elastis bagian bawah berada di belakang kepala bagian bawah. 9. Pastikan tali tali tidak terpluntir. 10. Tekanlah dengan kedua tangan masker pada bagian hidung yang ada kepingan logam. Bentuklah mengikuti struktur hidung. 11. Pastikan pemakaian masker N95 sudah benar dengan menggunakan fit test. Yaitu : 12. Lakukan Pemeriksaan segel positif Hembuskan nafas kuat-kuat. Tekanan positif di dalam respirator berarti tidak ada kebocoran. Bila ada kebocoran atur posisi dan atau ke tegangan tali. Uji kembali kesempatan respirator. Ulangi langkah tersebut sampai benar – benar tertutup rapat. 13. Lakukan Pemeriksaan segel negative. 14. Tarik nafas dalam-dalam. Bila tidak ada kebocoran, tekanan negative akan membuat respirator menempel ke wajah. Kebocoran akan menyebabkan hilangnya tekanan negative didalam respirator akibat udara masuk melalui celah-celah pada segelnya.		
Unit Terkait	IRNA 2A (R. Isolasi) IRJA (Poli Paru) IGD (R. Isolasi) Seluruh Rawat Inap (dengan Kohorting) Komite PPI		