

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	SOP PEMAKAIAN HAZMAT		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	935.79/RSPHS/I-SPO/DIR/XI/2025		1/2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 01 Desember 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  Heni Indra Wulansari, S.Kep., Ns., M.Kep.
Pengertian	Pakaian Hazmat yaitu singkatan dari Hazardous Materials atau bahan bahan berbahaya. Hazmat dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat,partikel padat,cair,atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau penyebaran infeksi atau penyakit.	
Tujuan	1. Sebagai pedoman penggunaan hazmat di RS Prima Husada Sukorejo 2. Melindungi kulit dan membrane mukosa dari resiko paparan darah,cairan tubuh,secret,ekskreta,kulit yang tidak utuh dan selaput lender dari pasien ke petugas dan sebaliknya	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 1143/RSPHS/I-PER/DIR/XII/2025 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	
Prosedur	I. Alat dan Bahan 1. Jenis APD: a. Seragam jaga b. Masker bedah(surgical mask/facemask) c. Masker N95 d. Pelindung wajah/faceshield e. Pelindung mata /goggles f. Baju pelindung/coverall g. Celemek plastik/appron h. Sarung tangan 2 lapis i. Pelindung kepala / head cap j. Penutup sepatu / cover shoesatau sepatu boot 2. Lakban 3. Gunting 4. Handrub 5. Sabun cuci tangan dan tissue II. Prosedur Pemakaian 1. Gunakan pakaian seragam atau baju jaga(jika belum tersedia menggunakan pakaian kerja) 2. Rapihan rambut atau jilbab 3. Lepas jam tangan, perhiasan, dan aksesoris yang masih terpakai 4. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir 6 langkah cuci tangan selama 40-60 detik dan biarkan kering 5. Gunakan shoes cover atau sepatu boot jika tersedia dengan posisi duduk 6. Gunakan sarung tangan non steril lapisan pertama 7. Kenakan coverall 8. Buatlah lubang ibu jari pada ujung lengan baju pelindung dan kaitkan pada ibu jari tangan 9. Jika terdapat celah antara shoes cover dan coverall atau hazmat,tutup celah dengan menggunakan lakban yang	

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	SOP PEMAKAIAN HAZMAT		
	No. Dokumen 935.79/RSPHS/I-SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi	Halaman 2/2

	tersedia 10. Gunakan masker N95 kaitkan tali atas di kepala ,tali bawah di leher di bawah telinga 11. Cek kebocoran masker N95 dengan cara meniup masker dan merasakan adanya kebocoran udara. Jika terasa ada udara yang bocor,buang masker ganti yang baru 12. Gunakan head cap sekali pakai 13. Gunakan masker bedah 14. Tutup bagian kepala ,pastikan rambut ,telinga,dan leher atau jilbab tertutup,jika masih ada celah gunakan lakban untuk menutupi 15. Gunakan apron/celemek plastik,kalungkan dan ikat dengan simpul sederhana 16. Gunakan faceshield atau kacamata pelindung/googles 17. Gunakan sarung tangan luar dari bahan lateks sekali pakai 18. Pastikan ulang semua bagian tertutup rapat baik saat diam maupun bergerak. Petugas siap melakukan pelayanan.
Unit Terkait	Semua Unit yang berkaitan dengan pelayanan Level 3 Komite PPI