



**PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS DHARMA HUSADA
NOMOR: 287/RSDH/E-PM/DIR/IX/2025**


Tanggal	16 September 2025				
Pengajuan Dari Unit*	Instalasi Kamar Operasi (IKO)				
Alasan Pengajuan	1. Pengajuan Baru				
I. DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Reusable Bayonet Electrosurgical Bipolar Forceps(US), 22 CM length 1 set + Kabel	2	1	Pengajuan baru
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	Bayonet Electrosurgical Bipolar Forceps(US), 22CM length berfungsi untuk menghentikan perdarahan (hemostasis) dan memotong jaringan secara presisi dalam prosedur bedah			
3.	Penempatan alat**	Instalasi Kamar Operasi (IKO)			
4.	Merk/Tipe**	Sesuai dengan PHM dan PHS			
5.	Spesifikasi**	1. Panjang: 22 cm, ideal untuk bedah saraf dan mikroneurosurgery. 2. Bentuk: Bayonet, dengan poros melengkung yang memungkinkan akses lebih baik ke area bedah yang dalam atau sempit, sehingga meningkatkan visibilitas ahli bedah. 3. Konektor: US-fitting/2-pin plug, memastikan kompatibilitas dengan generator elektrosurgical yang paling umum digunakan. 4. Bahan: Baja tahan karat kelas bedah, yang menawarkan daya tahan, ketahanan terhadap korosi, dan dapat diautoklaf (untuk tipe yang dapat digunakan kembali). 5. Insulasi: Berinsulasi, sering kali dengan lapisan nilon atau bahan lain yang tahan terhadap abrasi, untuk membatasi aliran arus listrik hanya pada ujung forsep dan mencegah kerusakan pada jaringan di sekitarnya. 6. Ujung (tip): Tersedia dalam berbagai konfigurasi, termasuk:			

**RS DHARMA HUSADA**

Jl. Soekarno – Hatta No. 10 Probolinggo 67219

Telp. 0335-422176

Email: rsdharmahusadaprob@gmail.com**PT. DISA PRIMA PRIMA**

		a. Anti-lengket (non-stick): Dilapisi dengan bahan khusus untuk meminimalkan penumpukan jaringan (eschar) dan lengket saat koagulasi. b. Lurus atau berlekuk: Ujung dapat lurus atau sedikit miring, tergantung pada kebutuhan spesialisasi bedah. c. Berbagai ukuran: Diameter ujung dapat bervariasi (misalnya 0,3 mm, 1,0 mm) untuk koagulasi yang sangat halus.			
Yang Mengajukan  Ns. Truna Adi, S.Kep	Mengetahui Kabid Yanmed	Mengetahui Kabid Jangmed	Mengetahui Kabid Umum dan Keu	Menyetujui Direktur  dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS	
TANGGAPAN DARI KABID RS DHARMA HUSADA PROBOLINGGO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS DHARMA HUSADA PROBOLINGGO					



RS DHARMA HUSADA

Jl. Soekarno – Hatta No. 10 Probolinggo 67219


Telp. 0335-422176

Email: rsdharmahusadaprob@gmail.com



PT. DISA PRIMA PRIMA

LAMPIRAN I DOKUMENTASI ALAT





RS DHARMA HUSADA

Jl. Soekarno – Hatta No. 10 Probolinggo 67219

Telp. 0335-422176

Email: rsdharmahusadaprob@gmail.com



PT. DISA PRIMA PRIMA