

EVALUASI SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN BAHAN MEDIS HABIS  
PAKAI (BMHP)  
NOMOR : 766/RSPHS/I-BAC/IFRS/VI/2024

Berdasarkan hasil survei keluhan dari perawat dan bidan terkait Sediaan farmasi, alat Kesehatan, dan BMHP telah dilakukan percobaan penggunaan merk berdasarkan saran substitusi dalam melakukan tindakan kepada pasien dan diperoleh keterangan penjelasan sebagai berikut :

| No | Alkes atau BMHP                                                                 | Evaluasi saat Penggunaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Sput 1 CC/ 3 CC/ 5 CC/1 CC/10 CC/20 CC dari Merk Terumo ke Merk Gidacare/Onemed | <div>1. Tarikan spuit berat saat digunakan</div> <div>2. Saat digunakan tindakan injeksi terasa kurang tajam/sulit untuk menusuk ke pembuluh darah sehingga mengakibatkan rasa sakit</div> <div>3. Saat digunakan beberapa kali terjadi kebocoran</div> <div>(lampiran keluhan per unit terlampir)</div>                                                                                        |
| 2. | Infusion Set Dewasa Y- Hexacare dan Blood Transfuse Set - Hexacare              | <div>1. Beberapa kali terjadi kemacetan</div> <div>2. Sambungan infus mudah terlepas</div> <div>3. Ditemukan beberapa kali saat digunakan gelembung udara susah hilang atau keluar / ada gelembung</div> <div>4. Seringkali terjadi kebocoran</div> <div>5. Pengontrol tetesan saat dikecilkan terlalu los sehingga mengganggu pelayanan</div> <div>(lampiran keluhan per unit terlampir)</div> |

Berdasarkan hasil penjelasan dan temuan dilapangan, diharapkan dilakukan tinjauan ulang dalam pergantian merk yang disarankan. Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan balasanya saya ucapkan Terimakasih

Pasuruan, 26 Juni 2024

Direktur RS Prima Husada Sukorejo



dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS



**BERITA ACARA KOMPLAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN  
BAHAN MEDIS HABIS PAKAI (BMHP)  
NOMOR : 766/RSPHS/I-BAC/IFRS/VI/2024**

Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 473/DPM/I-SE/DIR/VI/2024 Tentang Pemberitahuan Substitusi Spuit 1 CC/ 3 CC / 5 CC/ 1 CC/ 10 CC/ 20 CC Merk terumo ke Merk Gidacare/Onemed, telah dilakukan percobaan Penggunaan merk berdasarkan saran substitusi dalam melakukan tindakan pengambilan darah kepada pasien diperoleh keterangan penjelasan sebagai berikut :

| No. | Nama Petugas                     | Unit         | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                    | Tanda Tangan |
|-----|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1   | SITI MAYASACH                    | IRNA 3A      | saat digunakan sampling darah, tarikan pada spuit sangat berat.<br>khusus jarum kulit ditepar                                                                                                                                 |              |
| 2.  | A. Uharimulloh.                  | IRNA 3B      | - Saat pengambilan sampling 10cc untuk spuit tidak layak pakai, harus di tarik dulu<br>- Saat pengambilan darah tidak layak pakai<br>- Saat pengambilan darah tidak layak pakai<br>- Saat pengambilan darah tidak layak pakai |              |
| 3   | Bagas Surya                      | IRNA 2B      | saat pengambilan sample darah menggunakan gidcare saat menusuk pasien terasa sakit, saat masuk terasa nggengjel dan saat pengedotan spuit terasa berat dan tidak lancar                                                       |              |
| 4   | Anis purnamasari                 | IRNA 2A      | pengambilan sampling dengan menggunakan spuit gidcare saat penusukan ke intravena terasa tidak tajam sehingga terasa sakit. pengedotan juga terasa berat                                                                      |              |
| 5   | Angel Wensi                      | IGD          | - penggunaan spuit gidcare ini digunakan untuk pengambil obat terkandung ngawor, bocor.<br>- juga untuk pengambilan darah.                                                                                                    |              |
| 6   | Karunia Rizki N.<br>Julya Marsa. | MATERNITAS   | Saat melakukan pengambilan sample darah menggunakan spuit gidcare, ditemukan terasa sulit saat menusuk pembuluh darah dan aspirasi darah sehingga teresiko terjadi flebitis                                                   |              |
| 7   | Hidayati H.                      | PERINATALOGI | saat pengambilan sampling dengan menggunakan spuit gidcare, ditemukan terasa sulit saat menusuk ke pembuluh darah dan saat aspirasi terdapat flebitis pada saat pengambilan sample                                            |              |



|   |                 |     |                                                                                                                                                |  |
|---|-----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 8 | Pebi Firmanasna | ICU | Saat penggunaan spuit tidak untuk pengambilan sample darah pada saat menusuk tidak tajam dan terasa kempalan dan saat penyedotan tidak lancar. |  |
|---|-----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Berdasarkan hasil penjelasan dan temuan di lapangan, diharapkan dilakukan tinjauan ulang dalam pergantian merk yang disarankan. Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan balasanya saya ucapkan Terimakasih

Pasuruan, 21 Juni 2024

Mengetahui,  
Kepala Bidang Penunjang Medik RS Prima  
Husada Sukorejo

25/6 2024.

Dwi Novianti, Amd. AK., S.Kes

Dibuat Oleh  
Kepala Instalasi Farmasi RS Prima  
Husada Sukorejo

apt. Ramadhan Rizki Putranto, S.Farm,

Mengetahui,  
Kepala Bidang Medik RS Prima Husada  
Sukorejo

25/6

Ns. Heni Indra Wulansari, S. Kep., M. Kep

Mengetahui,  
Kepala Bidang Keperawatan RS Prima  
Husada Sukorejo

25/6 2024

Ns. Sisca Puspitasari, S. Kep

Mengetahui,  
Direktur RS Prima Husada Sukorejo

dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS





**BERITA ACARA KOMPLAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN  
BAHAN MEDIS HABIS PAKAI (BMHP)  
NOMOR : 774/RSPHS/I-BAC/IFRS/VI/2024**

Menindaklanjuti kebijakan perpindahan merk baru yaitu **INFUSION SET DEWASA Y - HEXACARE** dan **BLOOD TRANSFUSI SET - HEXACARE**, telah dilakukan Penggunaan merk tersebut dalam melakukan tindakan kepada pasien diperoleh keterangan penjelasan sebagai berikut :

| No. | Nama Petugas                                                        | Unit         | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                | Tanda Tangan |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1   | - Yuda<br>- Darius<br>- Putri<br>- Rico<br>- Nadek                  | IRNA 3A      | 1. Sambungan mudah lepas.<br>2. Gembung udara susah keatas (hulang)<br>3. Mudah macet.<br>4. Pengontrol tetapan tdk mau neler. jls di arahkan ke bawah tdk mau neler.<br>5. Tjpt. bahany<br>6. jls dipasang dg paku+ sering bunyi (eror). |              |
|     | - Miko<br>- PISA<br>- Sari<br>- Sapera<br>- Dima                    | IRNA 3B      | 1. mudah macet.<br>2. bahany felet<br>3. pengontrol tetapan jls dikecilkan tetapan<br>terlalu lot.<br>4. mudah tetapan paku nide dan cawan infus<br>5. blood set sering macet jls diarahkan                                               |              |
| 3   | - Ariza<br>- Vella<br>- Syairi<br>- Cici<br>- Windi<br>- Arisa      | IRNA 2B      | 1. untuk kontrol cairan (seperti infus siong)<br>2. sering ada gelembung<br>3.                                                                                                                                                            |              |
| 4   | - Eric<br>- Mutia<br>- Dewi<br>- Andin<br>- Yuyun                   | IRNA 2A      | 1. mudah macet<br>2. mudah los<br>3. Gembung udara susah<br>dikeluarkan<br>4. sulit dilambungkan ke cairan<br>5. sulit mengahur tetapan infus                                                                                             |              |
| 5   | - Nidri<br>- Galih<br>- Sorong<br>- Anisah<br>- Lili<br>- dr. Helmi | IGD          | 1. Mudah macet<br>2. sering bocor<br>3. selang tidak presipit<br>4. sulit diatur tetapan                                                                                                                                                  |              |
| 6   | - Julia<br>- Iutan<br>- Alau                                        | MATERNITAS   | 1. Gampang bocor<br>2. Transfer sering terjadi<br>siong<br>3. Gampang macet.                                                                                                                                                              |              |
| 7   | Hidayati                                                            | PERINATALOGI | Ruang Nica hda<br>menggunakan infus<br>merk Hexacare dan<br>menginuh suara<br>terbanyak.                                                                                                                                                  |              |



|   |                 |     |                                                |  |
|---|-----------------|-----|------------------------------------------------|--|
| 8 | Debi Firmanasia | ICU | 1. gelembung susah keluar<br>2. gampang putus. |  |
|---|-----------------|-----|------------------------------------------------|--|

Berdasarkan hasil penjelasan dan temuan dilapangan, diharapkan dilakukan tinjauan ulang dalam pergantian merk yang disarankan. Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan balasanya saya ucapkan Terimakasih

Pasuruan, 24 Juni 2024

Mengetahui,  
Kepala Bidang Penunjang Medik RS Prima  
Husada Sukorejo

Dwi Novianti, Amd. AK., S.Kes

Dibuat Oleh  
Kepala Instalasi Farmasi RS Prima  
Husada Sukorejo

apt. Ramadhan Rizki Putranto, S.Farm,

Mengetahui,  
Kepala Bidang Medik RS Prima Husada  
Sukorejo

Ns. Heni Indra Wulansari, S. Kep., M. Kep

Mengetahui,  
Kepala Bidang Keperawatan RS Prima  
Husada Sukorejo

Ns. Sisca Puspitasari, S. Kep

Mengetahui,

Direktur RS Prima Husada Sukorejo

dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS