

BERITA ACARA KERUSAKAN


NOMOR : 961/RSPHS/I-BAC/ICU/VIII/2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada Tanggal 01 Bulan Agustus Tahun 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Oksigen Sensor
Merk/Type Alat	:	1. Mindray / SV 300 2. Newport Medical
Ruang/Unit	:	ICU
Jumlah	:	1. 5 Unit 2. 1 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. O2 Cell Sudah Exp 2. Oksigen cel tidak lolos kalibrasi dan eror
Analisa	:	1. Oksigen Cell (O2 Cel masa pakai 1 tahun Sekali) O2 cell exp. 2. Oksigen Cel tidak lolos kalibrasi dan eror karena sudah masa nya di ganti (O2 Cel masa pakai 1 tahun Sekali)
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 01 Agustus 2024

Teknisi	PLT Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
	 09/08/24			
(Sullyanto, Amd TekMed)	(Restu Kurniawati, S.KM)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(Dwi Novianti Amd.AK, S.Kes)	(dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS)




Dokumentasi



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA

NOMOR : 961.1/RSPHS/I-PM/ICU/VIII/2024

Tanggal	01 Agustus 2024				
Pengajuan Dari Unit*	ICU				
Alasan Pengajuan	Untuk Penggantian Spare Part yang rusak dan sudah Exp				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	O2 Cell Newport	1 unit	0	O2 cell tidak lulus kalibrasi
	2.	O2 Cell Mindray	5 unit	0	O2 cell sudah Exp
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. O2 Cell Ventilator untuk sensor Oksigen yang masuk ke mesin Ventilator.			
3.	Penempatan alat**	1. O2 Cell di tempatkan di dalam mesin Ventilator Merk Newport. 2. O2 Cell di tempatkan di dalam mesin Ventilator Merk Mindray / Sv 300.			
4.	Merk/Tipe**	1. Newport e 360 2. Mindray / SV 300			
5.	Spesifikasi**	1. O2 Cell SN ; ZM27199095 2. O2 Cell MOX3			
Yang Mengajukan		PLT Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Penunjang Medis	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur
 (Debi Firmanasia, Amd.Kep)		06/08/2024  (Restu Kurniawati, S.KM)	 (Dwi Novianti Amd.AK.,S.Kes)	 Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	 dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
Apa pengaruh penggunaan O2 cell exp pada pasien? Tidak munculnya FiO2 pada monitor ventilator sehingga tidak tau FiO2 yang masuk pada pasien					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT

