

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA		PENGAMBILAN DAN PENGELOLAAN SAMPEL DARAH VENA UNTUK PEMERIKSAAN SEROLOGIS SIFILIS		
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA		No. Dokumen 375.37/I-SPO/DIR/VII/2026	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL		Tanggal Terbit : 23 Juli 2026	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Resti Lestantini, M.Kes	
Pengertian	Pemeriksaan serologis sifilis untuk penegakkan diagnosis membutuhkan darah vena. Prosedur yang tepat dibutuhkan untuk mencegah infeksi pada pasien, paparan berisiko terhadap petugas, dan agar sampel darah vena tidak rusak.			
Tujuan	Sebagai acuan penerapan pengambilan sampel darah vena untuk pemeriksaan serologis sifilis			
Kebijakan	1. Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada. 2. Pedoman Nasional Penanganan Infeksi Menular Seksual, Jakarta, 2015. 3. Standard Operasional Prosedur Klinik Infeksi Menular Seksual, Departemen Kesehatan- USAID- FHI-ASA, 2007.			
Prosedur	A. ALAT DAN BAHAN 1. Spuit jarum 3 cc 2. Tabung vacuntainer 3. Alkohol swab 70% 4. Torniquet 5. Plesterin 6. Sarung tangan 7. Sentrifus 8. Rak Tabung 9. Pipet B. PROSEDUR 1. Pakai sarung tangan. Siapkan tabung vacuntainer dan beri kode sesuai nomor rekam medis/tanggal lahir pasien. 2. Siapkan jarum dan beri tahu pasien yang akan diambil darah sebelum membuka jarum bahwa jarum baru dan steril. 3. Letakan lengan penderita lurus diatas meja dengan telapak tangan menghadap ke atas. 4. Torniquet dipasang ± 10 cm diatas lipat siku pada bagian atas dari vena yang akan diambil (jangan terlalu kencang). 5. Penderita disuruh mengepal dan menekuk tangan beberapa kali untuk mengisi pembuluh darah. 6. Dengan tangan penderita masih mengepal, ujung telunjuk kiri memeriksa/mencari lokasi pembuluh darah yang akan ditusuk. 7. Bersihkan lokasi dengan kapas alkohol 70 % dan biarkan sampai kering, kulit yang telah dibersihkan jangan dipegang lagi. 8. Pegang jarum dengan tangan kanan dan ujung telunjuk pada pangkal jarum. 9. Vena ditusuk pelan-pelan dengan sudut 30-45°. 10. Bila jarum berhasil masuk vena, tarik spuit sehingga darah terisap ke dalam. 11. Bila darah sudah masuk buka kepalan tangan. 12. Isi tabung vacuntainer sampai volume 3 ml. 13. Setelah cukup darah yang diambil, torniquet dilepas.			

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGAMBILAN DAN PENGELOLAAN SAMPEL DARAH VENA UNTUK PEMERIKSAAN SEROLOGIS SIFILIS		
	No. Dokumen 375.37/I-SPO/DIR/VII/2026	No. Revisi 00	Halaman 2 / 1
	14. Penderita diminta untuk menekan bekas tusukan dengan kapas alkohol selama 1 -2 menit. Tutup bekas tusukan dengan plester. 15. Buang bekas jarum kedalam wadah tahan tusukan (Sharp bin Biohazard). 16. Siapkan tabung penyeimbang. Letakkan tabung sampel dan tabung penyeimbang dengan posisi seimbang dalam sentrifus. 17. Putar tombol waktu pada sentrifus selama 3 menit. 18. Putar kecepatan perlahan – lahan sampai 3000 rpm 19. Lihat pemisahan darah dengan serum, bila sudah sempurna sampel darah siap dilakukan pemeriksaan.		
Unit Terkait	1. Instalasi Laboratorium		