

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN POCT GULA DARAH		
	No.Dokumen 708/I-SPO/DIR/V/2024	No. Revisi 00	Halaman 1/1
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 24 Mei 2024	Ditetapkan Oleh : PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Permintaan pemeriksaan laboratorium merupakan kegiatan analitik pemeriksaan gula darah pasien dengan menggunakan metode POCT (Point Of Care Testing)		
Tujuan	1. Untuk meningkatkan mutu hasil yang sesuai dengan standart operasional POCT. 2. Terciptanya kinerja yang efektif, efisien dan cepat dalam pemeriksaan POCT.		
Kebijakan	Peraturan Direktur No 908.2/I-PDM/DIR/VI/2022 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada		
Prosedur	1. Ucapkan salam dan perkenalkan diri. 2. Terima surat permintaan pemeriksaan POCT dan pastikan pasien tidak dalam keadaan puasa. 3. Persilahkan pasien duduk. 4. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, meliputi : a. Blood Lancet b. Alat POCT Gula Darah c. Strip Uji d. Alkohol Swab 70% 5. Lakukan cuci tangan sebelum melakukan tindakan. 6. Gunakan APD sesuai dengan kebutuhan. 7. Lakukan sampling kapiler yang berada di ujung jari pasien, disarankan pada ujung jari tengah atau jari manis. 8. Lakukan usapan di jari pasien dengan kapas alcohol 70%. 9. Lakukan sampling kapiler menggunakan blood lancet ke salah satu jari pasien, dan tekan sampai darah pada ujung jari keluar. 10. Lakukan pengambilan darah kapiler menggunakan strip uji sesuai dengan kebutuhan. 11. Tunggu sampai nilai pada alat POCT keluar. 12. Sampaikan hasil yang tertera pada alat kepada pasien. 13. Lakukan pencatatan hasil dan jam pada saat pemeriksaan 14. Laporkan hasil POCT melalui WA laboratorium dengan menyertakan jam pengambilan.		
Unit Terkait	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Kamar Operasi 4. Instalasi Gawat Darurat 5. Laboratorium		